



CATALOGUE PARTIEL **2021**
PARTIAL CATALOGUE VERSION 1

immobilisations, orthèses et supports

immobilizations, orthotics and supports



Supports pour cheville et pied | *Ankle and foot supports*

Supports pour genou | *Knee supports*

Supports sacro-iliaque | *Sacroiliac supports*

Supports pour dos et hanches | *Back and hip supports*

Supports pour poignet et main | *Hand and wrist supports*

Supports pour coude | *Elbow supports*

Supports pour épaule | *Shoulder supports*

Supports pour le cou | *Neck supports*

Unités chauffantes | *Heating units*

Orthèses dynamiques | *Dynamic orthotics*

Orthèses prédécoupées | *Precut orthotics*

Thermoplastiques | *Thermoplastics*

Talonnets | *Heel lifts*

Accessoires | *Accessories*



Chevillère ASO® avec baleine

Excellent choix pour les entorses de la cheville! La fermeture élastique diminue la quantité d'inversion possible, tandis que les courroies en «8» viennent soutenir le talon, comme un taping de cheville. Deux insertions en plastique (latéral et médial) augmentent le soutien proprioceptif. Le profil bas de la chevillère ASO® permet de s'adapter à n'importe quel type de chaussure. Couleur : Noir.

	GRANDEUR SIZE	CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE ANKLE CIRCUMFERENCE
264031	X-PETIT / X-SMALL	10" - 11"
264032	PETIT / SMALL	11" - 12"
264034	MOYEN / MEDIUM	12" - 13"
264035	GRAND / LARGE	13" - 14"
264036	X-GRAND / X-LARGE	14" - 15"
264037	XX-GRAND / XX-LARGE	15" - 16"

ASO® Ankle Stabilizer with Stays

Great choice for preventing or treating ankle sprains! The elastic cuff closure decreases the amount of inversion possible. "Figure 8" straps replicate ankle taping. Medial and lateral removable plastics stays provide enhanced proprioceptive support. ASO®'s low profile will fit in any type of shoe. Colour: Black.



Chevillère ASO EVO®

La chevillère ASO EVO® est la plus récente évolution de la chevillère ASO® classique. En plus de proposer les mêmes caractéristiques que cette dernière, une bande de support interne vient s'ajouter pour permettre une plus grande résistance à l'inversion ou l'éversion, et est secondée par une bande rigide supérieure qui augmente le support. Couleur : Noir.

	GRANDEUR SIZE	CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE ANKLE CIRCUMFERENCE
264091	X-PETIT / X-SMALL	10" - 11"
264092	PETIT / SMALL	11" - 12"
264094	MOYEN / MEDIUM	12" - 13"
264095	GRAND / LARGE	13" - 14"
264096	X-GRAND / X-LARGE	14" - 15"
264097	XX-GRAND / XX-LARGE	15" - 16"

ASO EVO® Ankle Stabilizer

The ASO EVO® is the newest evolution in the ASO® ankle brace. It has all the benefits of the original ASO® ankle brace plus the addition of an inner stirrup strap that provides greater resistance to inversion or eversion, and a dynamic cuff that enhances support. Colour: Black.



Navigait AFO pour pied tombant

Navigait est une alternative pour les utilisateurs avec un léger syndrome de pied tombant. La quantité de dorsiflexion est facilement réglée avec un enroulement élastique pour satisfaire les besoins spécifiques de l'utilisateur. La conception de profil bas la rend invisible sous les pantalons. Ne devrait pas être utilisé par les patients qui affichent une spasticité ou de l'œdème sévère.

	GRANDEUR SIZE	HAUTEUR ENTRE LE GENOU ET LA CHEVILLE DISTANCE BETWEEN KNEE AND ANKLE
284100010	X-PETIT X-SMALL	INFÉRIEUR À 9" / UNDER 9"
284100011	PETIT / MOYEN SMALL / MEDIUM	INFÉRIEUR À 11" / UNDER 11"
284100013	GRAND / X-GRAND LARGE / X-LARGE	SUPÉRIEUR À 11" / OVER 11"

Navigait AFO for Drop Foot

Navigait is a new alternative for users with a mild dropfoot. The amount of dorsiflexion is easily adjusted with an elastic coil to accommodate the user's specific needs. Low profile design makes it invisible under slacks. Should not be used by patients who display spasticity or severe edema.



Chaussette Elements Stretch-UP

La chaussette est conçue pour maintenir une tension sur les tissus (fascia plantaire) de sorte qu'il guérit dans une position étirée, pendant la nuit ou au repos.

Elements Stretch-UP Sock

The sock is designed to keep tension on the tissue (plantar fascia) so it heals in a stretched position at night or resting.

	GRANDEUR SIZE	CIRCONFÉRENCE DU MOLLET CALF CIRCUMFERENCE
341080011	PETIT / SMALL	Inférieur à 20 cm / Under 20 cm
341080012	MOYEN / MEDIUM	Entre 20 et 40 cm / Between 20 and 40 cm
341080013	GRAND / LARGE	Supérieur à 40 cm / Upper 40 cm



Manchon de gel pour tendon d'Achille Silipos®

Les manchons pour tendon d'Achille sont légers, coussinés, confortables et possèdent une manche sans protège-orteils qui protège la zone du tendon d'Achille tout en libérant de l'huile minérale de qualité médicale pour adoucir et hydrater la peau. Peuvent être portés avec des souliers, chaussures de sport, bottes de ski, patins et crampons. Ce produit est lavable et réutilisable.

- Tampon de gel doux qui protège la partie postérieure du talon de la pression, des impacts et du frottement.
- Fournit une compression douce et une dissipation de la pression autour de la zone enflammée.
- Protège efficacement contre l'inconfort causé par les bottes de ski, patins, crampons, autres chaussures de sport et bottes.
- Réduit la douleur causée par la pression de la chaussure sur des bosses irrégulières sur les talons.
- Sans latex et hypoallergénique.

Silipos® Achilles Heel Pad

The Achilles heel pad is a lightweight, comfortable, toesleeve that comforts, cushions, and protects the Achilles area while releasing medical grade mineral oil to help soften and moisturize the skin. Can be worn with shoes, athletic footwear, ski boots, skates, and cleats. This product is washable and reusable.

- Soft conforming gel pad protects the posterior of the heel from pressure, impact and friction.
- Provides gentle compression and dissipation of pressure around inflamed area.
- Effective in protecting against discomfort caused by ski boots, skates, cleats, other athletic footwear, shoes and boots.
- Reduces pain caused by footwear pressure on irregular heel bumps.
- Latex free and hypoallergenic.



SIL10385	PETIT / MOYEN SMALL / MEDIUM
SIL10395	GRAND / X-GRAND LARGE / X-LARGE

Manchon de gel pour malléoles Silipos®

Le manchon malléolaire fournit une légère compression pour aider à réduire l'enflure aux alentours de la cheville. Conçus avec deux coussinets de gel de chaque côté qui épousent confortablement la cheville pour hydrater la peau tout en coussinant et en protégeant la zone de la cheville. Peuvent être portés avec des chaussures, des chaussures de sports, bottes de ski, patins et crampons. Ce produit est lavable et réutilisable.

- Coussiné, protège la cheville contre les chocs, la pression et le frottement.
- Conçu avec deux disques de gel moulés sur les malléoles médiale et latérale.
- Fournit une légère compression de la cheville.
- Protège efficacement contre l'inconfort causé par les bottes de ski, patins, crampons, autres chaussures de sport et bottes.
- Sans latex et hypoallergénique.

Silipos® Malleolar Sleeve

The malleolar sleeve provides mild compression to help reduce swelling in and around the ankle. Designed with 2 gel pads on either side that comfortably conforms over the ankle to moisturize the skin while cushioning and protecting the ankle area. Can be worn with shoes, athletic footwear, ski boots, skates, and cleats. This product is washable and reusable.

- Cushions and protects the ankle against impact, pressure and abrasion.
- Designed with two discs of gel molded on both the medial and lateral malleolae.
- Provides gentle compression to the ankle.
- Effective in protecting against discomfort caused by ski boots, skates, cleats, and other athletic footwear.
- Latex free and hypoallergenic.



SIL15005





Tube en gel Silipos®

Les tubes **Silipos®** en tricot sont entièrement doublés avec du gel d'huile minérale de qualité médicale qui fournit une protection tout autour du doigt ou de l'orteil, tout en absorbant les chocs et la pression. Les tubes peuvent être taillés pour répondre aux besoins des individus. Ce produit est lavable et réutilisable.

- Entièrement doublé avec du gel d'huile minérale de qualité médicale pour fournir une protection tout autour du doigt ou de l'orteil.
- Moins encombrant que les tubes en mousses.
- Peut aider à réduire les tissus cicatriciels.
- Peut être coupé à la taille désirée.
- Sans latex et hypoallergénique.



SIL10865	ÉTROIT / NARROW	0,75" x 6"	2 x 15 cm	2 un.
SIL10875	LARGE / WIDE	1" x 6"	2.5 x 15 cm	2 un.
SIL10855	ÉTROIT / NARROW	0,75" x 6"	2 x 15 cm	3 un.
SIL10845	LARGE / WIDE	3" x 10"	7.6 x 25.4 cm	1 un.

Silipos® Gel Tubing

Silipos® mesh and ribbed knit tubes are fully lined with medical grade mineral oil gel to provide all around digital protection while absorbing shock and pressure. Tubing can be trimmed to meet individual sizing needs. This product is washable and reusable.

- Fully lined with medical grade mineral oil gel to provide all around digital protection.
- Less bulky than foam tubing and will not bottom out.
- Can aid in reducing scar tissue.
- Cut to desired size.
- Latex free and hypoallergenic.



Espaceurs d'orteils en gel Silipos®

- Formule antibactérienne.
- Soulage la pression et la friction entre les orteils.
- Conçu pour être porté confortablement entre les orteils.
- Sépare délicatement, coussine et aligne les orteils.
- Aide à corriger le chevauchement des orteils.
- Hypoallergénique.



SIL11505	PETIT / SMALL	4 un.
SIL11515	MOYEN / MEDIUM	4 un.
SIL11525	GRAND / LARGE	4 un.



Silipos® Gel Toe Spreaders™

- Antibacterial formula.
- Relieves pressure and friction between toes.
- Anatomically designed to fit comfortably between toes.
- Gently divides, cushions and aligns toes.
- Helps correct overlapping toes.
- Hypoallergenic.



Séparateur d'orteils souple

Le séparateur d'orteils souple apporte un soulagement réconfortant de la douleur associée aux oignons, au chevauchement d'orteils et à la déviation des orteils. À base de silicone, les séparateurs sont souples et doux, et ne font pas d'accrocs aux collants et bas à mailles ni aux chaussettes. Ils sont compatibles avec la plupart des types et des tailles de chaussures.

- Recommandé par des chirurgiens orthopédistes.
- S'adapte à la forme des orteils.
- Lavable et réutilisable.
- Facile à porter.
- Confortable.
- N'adhère ni ne fait d'accrocs aux chaussettes.

NB10045	GAUCHE / LEFT	1 un.
NB10046	DROIT / RIGHT	1 un.

Cushioned Toe Spacer

Cushioned toe spacers provides comforting relief for the pain associated with bunions, overlapping toes, and toe drift. These silicon based spacers are soft and smooth so they won't snag on hosiery or socks and are suitable for most shoe types and sizes.

- Orthopaedic surgeon recommended.
- Form-fitting.
- Washable and re-usable.
- Easy to wear.
- Comfort fit.
- Won't stick or snag to socks.
- Longer-lasting than most gel products.

Genouillère articulée Gripper™

L'orthèse articulée **Gripper™** vous procure de la stabilité au niveau médial et latéral tout en résistant à une migration distale grâce à un coussin interne de **SkinLoc™**. Celui-ci travaille en concert avec la courroie de fermeture externe pour retenir l'extrémité proximale du muscle du mollet. Les poches de charnières sont renforcées au centre et à chaque extrémité avec un matériel de nylon balistique pour en augmenter la longévité. La fermeture antérieure en portefeuille rend l'application facile et l'ajustement optimal.

Le Gripper™ est fabriqué en **CoolFlex™**, un matériel aéré et hypoallergénique et a des charnières à axe polycentrique. Aussi disponible avec charnières ROM.

Indications :

- Entorse du ligament collatéral externe (LCE) et du ligament collatéral interne (LCI).
- Instabilité latérale ou médiale.
- Limiter l'hyperextension.

GRANDEUR SIZE	CIRC. DU GENOU MI-ROTULE KNEE CIRC. MID-PATELLA	12" PLASTIQUE PLASTIC	16" AXE POLYCENTRIQUE GEARED POLYCENTRIC	16" ROM
X-PETIT / X SMALL	10 - 12"	117031		
PETIT / SMALL	12" - 14"	117032	117082-A	117142
MOYEN / MEDIUM	14" - 16"	117034	117084-A	117144
GRAND / LARGE	16" - 18"	117035	117085-A	117145
X-GRAND / X-LARGE	18" - 20"	117036	117086-A	117146
XX-GRAND / XX-LARGE	20" - 22"	117037	117087-A	117147
XXX-GRAND / XXX-LARGE	22" - 24"	117038		

* Aussi disponible en néoprène en commande spéciale / Also available in neoprene as a special order.

Gripper™ Hinged Knee Brace

The **Gripper™** hinged knee brace provides medial and lateral stability and resists distal migration due to an internal **SkinLoc™** pad that works in concert with the outer closure strap to grip the proximal end of the calf muscle. Hinge pockets are reinforced in the center and at either end with ballistic nylon material to enhance durability. Wraparound anterior closure allows for ease of application and an optimum fit.

The Gripper™ is made with **CoolFlex™**, breathable and hypoallergenic material and has geared polycentric hinged. ROM hinged also available.

Indications:

- LCL or MCL sprains.
- Lateral or medial instability.
- Limit hyperextension.



Charnières à axe polycentrique
Geared polycentric hinged

Charnières ROM hinged

Stabilisateur patellaire Dynatrack™ Plus

Le stabilisateur patellaire **DynaTrack™ Plus** a maintenant des charnières de plastique médiales et latérales qui augmentent la capacité du stabilisateur de se conformer au genou pendant la flexion.

Le contrefort est doublé avec un matériel de **Skinloc™** et fait un contact direct avec la rotule. Les courroies reliées au contrefort vous permettent d'ajuster facilement le niveau de tension.

La conception de fermeture antérieure permet une application facile et un ajustement optimal.

Une grande ouverture poplitée permet un degré élevé de flexion. La conception bilatérale s'adapte au genou gauche ou droit.

Indications :

- Dysfonctionnement fémoro-rotulien.
- Instabilité patellaire latérale ou médiale.

Le Dynatrack™ Plus est fait de **CoolFlex™**, matériel aéré et hypoallergénique.

Dynatrack™ Plus Patella Stabilizer

The **DynaTrack™ Plus** patella stabilizer now contains medial and lateral plastic hinges which enhance the brace's ability to conform to the knee during flexion.

The buttress is lined with **Skinloc™** material and makes direct contact with the patella. The straps connected to the buttress allow you to easily adjust the level of tension.

The anterior closure design allows for ease of application and an optimum fit.

A large popliteal opening permits a high degree of flexion with no discomfort. Bilateral design fits left or right knee.

Indications:

- Patellafemoral dysfunction.
- Lateral or medial patellar instability.

The Dynatrack™ Plus is made with **CoolFlex™**, breathable and hypoallergenic material.



GRANDEUR SIZE	CIRC. DU GENOU MI-ROTULE KNEE CIRC. MID-PATELLA	
X-PETIT / X SMALL	10 - 12"	117021
PETIT / SMALL	12" - 14"	117022
MOYEN / MEDIUM	14" - 16"	117024
GRAND / LARGE	16" - 18"	117025
X-GRAND / X-LARGE	18" - 20"	117026
XX-GRAND / XX-LARGE	20" - 22"	117027
XXX-GRAND / XXX-LARGE	PLUS DE 22" / OVER 22"	117028

* Aussi disponible en néoprène en commande spéciale / Also available in neoprene as a special order.



Genouillère Tru-Pull® Lite

La **Tru-Pull® Lite** est indiquée pour soulager les douleurs aiguës de la partie antérieure du genou ou les douleurs chroniques légères à modérées et pour apporter un support dans les cas d'instabilités rotuliennes, de subluxations latérales ou de mauvais alignement rotulien.

- Fabriquée en textile micro-aéré.
- Antibactérien.
- Hypoallergénique.

Tru-Pull® Lite Knee Brace

The **Tru-Pull® Lite**, ideally suited for adult patients with mild subluxation, mal-tracking, and patella arthritis, boasts a patented dual durometer buttress system that interfaces directly with the skin at the knee providing a soft and tacky interface with the patella, thus applying a consistent corrective force.

- Wicking fabric, breathable.
- Anti-microbial.
- Hypoallergenic.

GRANDEUR SIZE	CUISSÉ THIGH		CENTRE DU GENOU CENTRE OF THE KNEE		MOLLET CALF		GAUCHE LEFT	DROIT RIGHT
X-PETIT / X-SMALL	13" - 15.5"	33 - 39 cm	12" - 13"	30,5 - 33 cm	10" - 12"	25,5 - 30,5 cm	11-0261-1	11-0260-1
PETIT / SMALL	15.5" - 18.5"	39 - 47 cm	13" - 14"	33 - 35,5 cm	12" - 14"	30,5 - 35,5 cm	11-0261-2	11-0260-2
MOYEN / MEDIUM	18.5" - 21"	47 - 53,25 cm	14" - 15"	35,5 - 38 cm	13" - 15.5"	35,5 - 40,5 cm	11-0261-3	11-0260-3
GRAND / LARGE	21" - 23.5"	53,25 - 59,5 cm	15" - 17"	38 - 43 cm	16" - 18"	40,5 - 47 cm	11-0261-4	11-0260-4
X-GRAND / X-LARGE	23.5" - 26.5"	59,5 - 67,25 cm	17" - 19"	43 - 48,25 cm	18" - 20"	47 - 50,75 cm	11-0261-5	11-0260-5
XX-GRAND / XX-LARGE	26.5" - 29.5"	67,25 - 75 cm	19" - 21"	48,25 - 53,25 cm	20" - 22"	50,75 - 56 cm	11-0261-6	11-0260-6
XXX-GRAND / XXX-LARGE	29.5" - 32"	75 - 81,25 cm	21" - 23"	56 - 61 cm	22" - 24"	53,25 - 58,5 cm	11-0261-7	11-0260-7



Immobilisateur de genou universel en mousse

Cet immobilisateur léger en mousse fournit un éventail d'ajustements possibles. Les cinq courroies élastiques circonférentielles maintiennent l'attelle fermement en place. Les renforts malléables médiaux et latéraux permettent un ajustement personnalisé pour un support additionnel. Les renforts postérieurs robustes permettent de garder la jambe en extension complète.

Universal Foam Knee Immobilizer

This lightweight, foam knee immobilizer provides a wide range of fittings. A key benefit is the reduction of migration due to the five elastic circumferential straps holding it firmly in place. Malleable medial and lateral stays provide customization for additional support. Sturdy posterior stays keep the leg in full extension.

	TAILLE SIZE	CIRC. DE CUISSÉ THIGH CIRC.		TAILLE SIZE	CIRC. DE CUISSÉ THIGH CIRC.
223690	12"	Jusqu'à 20" / Up to 20"	223677	20"	Jusqu'à 33" / Up to 33"
223660	16"	Jusqu'à 24.5" / Up to 24.5"	223675	22"	Jusqu'à 31.5" / Up to 31.5"
223665	18"	Jusqu'à 26.5" / Up to 26.5"	223680	24"	Jusqu'à 33.25" / Up to 33.25"
223670	20"	Jusqu'à 29" / Up to 29"	223687	24"	Jusqu'à 37" / Up to 37"



Genouillère élastique avec stabilisateurs latéraux Orliman®

L'effet massant exercé par le matériel de compression et l'insert rotulien favorise la circulation et contribue à une résorption plus rapide des hématomes et des œdèmes. Zones de confort doublées d'un tissu jersey ultra-doux protégeant votre anatomie de toute oppression et compression indésirables.

Orliman® Elastic Knee Support with Lateral Stabilizers

The massaging effect of the compressive fabric and knee pad improves circulation and promotes faster reabsorption of bruises and swelling. Comfort zones made of soft knit fabric avoid pressure and undesired compression.

	TAILLE SIZE	CIRC. DU GENOU KNEE CIRC.
OS6211-SM	PETIT / SMALL	32 - 36 cm
OS6211-MD	MOYEN / MEDIUM	36 - 41 cm
OS6211-LG	GRAND / LARGE	41 - 48 cm

Orthèse de genou Patellavator®

- Centre coussiné avec lacets externes.
- Matériel de **CoolFlex™**.
- Fermeture entrecroisée.
- Design à bas relief.
- Applique une pression au tendon patellaire.
- N'irrite pas la région poplitée puisque le matériel s'étire et laisse passer l'air.
- Extrêmement sécuritaire et très confortable.
- N'irrite pas la jambe opposée. S'ajuste facilement dans un pantalon ou un uniforme.

Indications :

- Tendinite rotulienne.
- Maladie de Osgood Schlatter.
- Chondromalacie patellaire.

	TAILLE SIZE	CIRC. DU GENOU KNEE CIRC.
223622	PETIT / SMALL	11" - 13"
223624	MOYEN / MEDIUM	13" - 15.5"
223625	GRAND / LARGE	15.5" - 17.5"
223626	X-GRAND / X-LARGE	PLUS DE 17.5" / OVER 17.5"

Patellavator® Knee Orthosis

- Padded rope core with external laces.
- **CoolFlex™** material.
- Interlocking closure.
- Low profile design.
- Applies pressure to patellar tendon.
- Does not irritate popliteal since material stretches and breathes.
- Extremely secure and very comfortable.
- Does not irritate opposite leg. Fits easily inside pant leg or uniform.

Indications:

- Patellar tendonitis.
- Osgood Schlatter's disease.
- Chondromalacia patellar.



Orthèse de tendon rotulien Procare®

L'orthèse **Procare®** aide à soulager les douleurs au genou antérieur, causées par une tendinite patellaire, la maladie d'Osgood Schlatter ou une chondromalacie patellaire, en appliquant de la pression sur le tendon patellaire. La partie principale de l'attelle est une mousse laminée, douce et sans latex, avec une fermeture à velcro. Une vessie cylindrique de **FLOAM™** a été insérée dans la partie principale et peut être ajustée pour une meilleure compression et un meilleur ajustement. Le Floam™ procure une compression uniforme et un ajustement personnalisé tout en empêchant la pression de se déplacer vers les os.

	TAILLE SIZE	CIRC. DU GENOU SOUS LA ROTULE KNEE CIRC. BELOW THE KNEECAP
79-80322		10" ET MOINS / 10" AND LESS
79-80323	PETIT / SMALL	10.5" - 12.5"
79-80325	MOYEN / MEDIUM	13" - 15"
79-80327	GRAND / LARGE	15.5" - 17.5"
79-80328	X-GRAND / X-LARGE	PLUS DE 18" / OVER 18"

Procare® Surround Patella Strap

Helps relieve anterior knee pain caused by patellar tendonitis, chondromalacia and Osgood Schlatter by applying pressure to the patella tendon. The primary body of the strap is a soft, latex free nylon/foam laminate with contact closures. A unique cylindrical **FLOAM™** bladder is encased inside the body of the primary patella strap and may be adjusted for added compression. Floam™ provides uniform compression and a customized fit while prohibiting pressure from being displaced to bony prominences.





Ceinture Com-Pressor®

La ceinture **Com-Pressor®** applique une compression variable à des endroits précis du pelvis. Ainsi, la Com-Pressor® permet une compression précise à l'endroit désiré.

	GRANDEUR SIZE	CIRC. PELVIENNE* PELVIC CIRC.
OP677	X-PETIT PETIT / X-SMALL SMALL	32" - 36"
OP678	MOYEN GRAND / MEDIUM LARGE	37" - 44"
OP679	X-GRAND / X-LARGE	45" - 70"

* Prendre la mesure 1 pouce au-dessus de l'aspect supérieur du grand trochanter

*Measuring the pelvic circumference at a level of 1 inch above the most superior aspect of the greater trochanters

Com-Pressor® Belt

The **Com-Pressor®** is a pelvic belt which applies a variable amount of compression to specific locations of the pelvis. It allows customization such that the pelvis can be compressed where it is needed the most.



Ceinture trochanter universelle CoreProducts®

La **ceinture trochanter** de **Core®** vous ira parfaitement grâce à sa taille universelle. Munie d'un velour résistant et d'une fermeture de 4", cette ceinture vous donnera un maximum de support au niveau du sacrum. Des insertions élastiques permettent une extension et une compression additionnelles; l'élastique extensible à 100% accroît la pression intra-abdominale et aide à soulager les étirements des muscles, tout en offrant un support aux muscles abdominaux.

CoreProducts® Universal Trochanter Belt

The **trochanter belt** from **Core®** are easy to fit - universal size. A durable, plush, 4" high 5000 closure hook-and-loop laminate body permits universal sizing with maximum support to the sacrum. Elastic inset allows for additional stretch and compression; 100% stretch elastic pulls increase intra-abdominal pressure and help relieve muscle strain while supplementing abdominal muscles.

	GRANDEUR SIZE	GRANDEUR AUX HANCHES HIPS SIZES
COR6143S/M	PETIT MOYEN / SMALL MEDIUM	38" ET MOINS / 38" AND LESS
COR6143L/XL	GRAND X-GRAND / LARGE X-LARGE	38" ET PLUS / 38" AND MORE



Orthèse sacro-iliaque Med Spec®

L'orthèse sacro-iliaque de **Med Spec®** aide à stabiliser et soutenir les articulations, soulageant ainsi la tension et l'inconfort. Les matériaux supérieurs utilisés pour fabriquer cette orthèse permettent à celle-ci d'être portée confortablement sous les vêtements et à rester bien en place pendant vos activités quotidiennes.

Med Spec® Sacroiliac Belt

The **Med Spec®** sacroiliac belt helps stabilize and support the sacroiliac joints, thereby relieving stress and discomfort at these core weight bearing joints. The superior materials of the Med Spec® Sacroiliac Belt allow for the brace to be worn comfortably underneath your clothing and to remain in its proper position throughout your daily activities.

	GRANDEUR SIZE	CIRC. DE LA TAILLE WAIST CIRC.
163302	PETIT / SMALL	26" - 31"
163304	MOYEN / MEDIUM	31" - 38"
163305	GRAND / LARGE	38" - 45"
163306	X-GRAND / X-LARGE	45" - 52"
163307	XX-GRAND / XX-LARGE	52" - 59"

Support post-partum Better Binder de CoreProducts®

La ceinture versatile **Better Binder**, conçue par un physiothérapeute, s'adapte parfaitement aux formes du corps, maintient et épouse le ventre après une chirurgie, remodèle les abdomens ayant des lymphœdèmes et procure du maintien et du confort aux patients bariatriques. Aide à supporter les muscles du dos et à stabiliser une hyper laxité ligamentaire sacro-iliaque et pelvienne et remodèle le ventre.

CoreProducts® Better Binder Post-Partum Support

The versatile and shape-adaptive **Better Binder**, designed by a physical therapist, holds and hugs the post-operative belly, remodels lymphedemic bellies and gives bariatric patients comfort and control. Helps support back muscles and stabilizes excessive joint motion in the pelvis, spine or ribs. After pregnancy, Better Binder helps empower abdominal muscles and back, stabilizes excessive joint motion in the pelvis and remodels the belly.



	GRANDEUR SIZE	CIRC. DE LA TAILLE WAIST CIRC.
COR6906S	PETIT / SMALL	20" - 29"
COR6906M	MOYEN / MEDIUM	30" - 39"
COR6906L	X-GRAND / X-LARGE	40" - 55"
COR6906XL	XX-GRAND / XX-LARGE	56" - 75"

Ceinture de maternité de CoreProducts®

Procure un support et aide à soulager la pression sur l'abdomen. En supportant le poids de l'abdomen et le transférant à la colonne, ce produit procure plus de confort pour la mère et le bébé. Conception élastique avec un panneau avant doux et confortable avec boucle et attache pour donner un support additionnel.

CoreProducts® Maternity Support

Provides extra support and helps relieve pressure on abdomen. By supporting the weight of the abdomen and transferring it to the spine, this support creates more comfort for both mom and baby. Elastic construction with soft, comfortable, hook and loop front panel to provide additional lift.



	GRANDEUR SIZE	TAILLE DE VÊTEMENT AVANT LA GROSSESSE PRE-PREGNANCY DRESS SIZE
COR6090S	PETIT / SMALL	3 - 8
COR6090M	MOYEN / MEDIUM	9 - 14
COR6090L	GRAND / LARGE	15 - 18
COR6090XL	X-GRAND / X-LARGE	19 - 21
COR6090XXL	XX-GRAND / XX-LARGE	23 - 26

Ceinture Mother-To-Be®

La ceinture **Mother-to-Be®** permet un transfert de poids de l'abdomen vers la colonne, où le corps est naturellement conçu pour le faire. En transférant le poids vers le centre de gravité, ce support de maternité soulage les tensions sur les muscles et les ligaments tout en prévenant la distorsion de la courbe lombaire. Soulevant et supportant, elle soulage le stress des muscles abdominaux, réduit la pression au nerf sciatique et au pelvis pour une meilleure circulation.

Mother-To-Be® Belt

The **Mother-To-Be®** transfers the weight of the abdomen back to the spine, where the body carries it naturally. By shifting the weight within the center of gravity, this pregnancy support relieves strain on muscles and ligaments while preventing distortion of the lumbar curve. Lifting and supporting, it relieves stress from the abdominal muscles and reduces pressure at the pelvis for improved circulation. It also relieves pressure on the sciatic nerve.



La Mother-to-Be® est facile à utiliser et comprend un coussinet profilé abdominal pour un support sans compression. Se fixant avec boucles et attaches, la ceinture peut être ajustée au fur et à mesure que le bébé grandit.

The easy-to-use Mother-To-Be® features a contoured, cushioned abdominal lift pad that supports without unwanted compression. Securing with hook-and-loop straps, the maternity support can expand as baby grows.

	GRANDEUR SIZE	TAILLE DE VÊTEMENT DRESS SIZE
OP755	PETIT / SMALL	3 - 8
OP756	MOYEN / MEDIUM	9 - 14
OP757	GRAND / LARGE	15 - 18
OP758	X-GRAND / X-LARGE	19 - 21



Support maternité Mother-to-Be

Mother-To-Be offre un support maximum pour les femmes avec de forts symptômes. Il aide à soulager la contrainte sur les muscles et les ligaments en transférant le poids de l'abdomen à l'épine où il peut être porté naturellement.

Il soulève et soutient l'abdomen, réduisant la pression sur le bassin et améliorant la circulation dans les jambes. La pression sur le nerf sciatique, si elle se produit, est soulagée et la sciatique est réduite dans quelques minutes.

Mother-To-Be Maternity Support

The patented **Mother-To-Be** offer maximum support for women with strong symptoms. It help to relieve strain on muscles and ligaments by transferring the weight of the abdomen to the spine where it can be carried naturally.

It lifts and supports the abdomen, reducing pressure at the pelvis and improving circulation in the legs. Pressure on the sciatic nerve, if it occurs, is relieved and sciatica is reduced within minutes.

	GRANDEUR SIZE	TAILLE DE VÊTEMENT AVANT LA GROSSESSE PRE-PREGNANCY DRESS SIZE
0055 WHI SM	PETIT / SMALL	3 - 8
0055 WHI MD	MOYEN / MEDIUM	9 - 14
0055 WHI LG	GRAND / LARGE	15 - 18
0055 WHI XL	X-GRAND / X-LARGE	19 - 21
0055 WHI 2X	XX-GRAND / XX-LARGE	22 - 26
0055 WHI 3X	XXX-GRAND / XXX-LARGE	27 - 30



Support maternité Loving Comfort®

La **Loving Comfort®** utilise la même conception que la **Mother-To-Be®**. Le confort maximum pour des femmes avec des symptômes modérés, ce support de maternité est fait avec un élastique aéré léger qui est frais et doux sur la peau.

Loving Comfort® Maternity Support

The **Loving Comfort®** uses the same design as the clinically proven **Mother-To-Be®**. Maximum comfort for women with moderate symptoms, the **Loving Comfort®** maternity support is made from lightweight ventilated elastic that is cool and feather soft to the skin.

	GRANDEUR SIZE	TAILLE DE VÊTEMENT AVANT LA GROSSESSE PRE-PREGNANCY DRESS SIZE
0230 WHI SM	PETIT / SMALL	3 - 6
0230 WHI MD	MOYEN / MEDIUM	7 - 16
0230 WHI LG	GRAND / LARGE	17 - 20

Support lombaire Back-n-Black

Ce support sacro-lombaire comporte deux panneaux abdominaux en plastique flexibles, un bloc sacral semi-rigide, et un système circonférentiel de courroies en nylon non-élastiques réduisant la charge lombaire.

- Hauteur antérieure (devant) : 6"
- Hauteur postérieure (arrière) : 10"

	GRANDEUR SIZE	CIRC. DE LA TAILLE WAIST CIRC.
163201	X-PETIT / X-SMALL	22" - 26"
163202	PETIT / SMALL	27" - 31"
163204	MOYEN / MEDIUM	32" - 38"
163205	GRAND / LARGE	39" - 45"
163206	X-GRAND / X-LARGE	46" - 52"
163207	XX-GRAND / XX-LARGE	53" - 59"
163208	XXX-GRAND / XXX-LARGE	PLUS DE 59" OVER 59"

Back-n-Black Lumbar Support

This lumbar-sacral support features two flexible plastic abdominal panels, a semi-rigid sacral pad, and an inelastic circumferential nylon strapping system to reduce lumbar load.

- Anterior (front) height: 6"
- Posterior (back) height: 10"



Support lombaire Back-n-Black avec double panneaux

Le support à double panneaux est conçu pour les conditions modérées à sévères nécessitant plus de support. Les panneaux antérieurs et postérieurs rigides fonctionnent ensemble avec le système de courroies en nylon non-élastique, diminuant la charge sur les disques intervertébraux et les structures musculo-squelettiques de la colonne lombaire. Les deux panneaux peuvent être chauffés et remoulés pour un ajustement personnalisé.

	GRANDEUR SIZE	CIRC. DE LA TAILLE WAIST CIRC.
163252	PETIT / SMALL	27" - 31"
163254	MOYEN / MEDIUM	32" - 38"
163255	GRAND / LARGE	39" - 45"
163256	X-GRAND / X-LARGE	46" - 52"
163257	XX-GRAND / XX-LARGE	53" - 59"

Back-n-Black with Dual Panels Lumbar Support

The dual panel support is created for the moderate to severe conditions. The rigid anterior and posterior panels work in concert with the inelastic nylon strapping system, thereby decreasing the load on the intervertebral discs and surrounding musculoskeletal structures of the lumbar spine. Both panels may be heated and remolded to provide a custom fit.



Support lombaire élastique croisé

L'élastique fournit une compression complète à travers une gamme complète de mouvements. La grande flexibilité assure que le support se déplace avec vous. Panneau arrière renforcé de manière entrecroisée et mesurant 9" (23 cm) derrière. Fabriqué de matière flexible empêchant les côtés de rouler.

	GRANDEUR SIZE	GRANDEUR DES HANCHES HIPS SIZE
COR6062S	PETIT / SMALL	28" - 32"
COR6062M	MOYEN / MEDIUM	33" - 37"
COR6062L	GRAND / LARGE	38" - 42"
COR6062XL	X-GRAND / X-LARGE	43" - 47"
COR6062XXL	2X-GRAND / 2X-LARGE	48" - 52"
COR6062XXXL	3X-GRAND / 3X-LARGE	53" - 57"

Elastic Criss Cross Lower Back Support

Provide complete compression through a full range of motion. The high flexibility ensures that this support moves with you. Reinforced crisscross back panel measures 9" (23 cm). Flexible stays prevent sides from rolling.





Ceinture pour le dos CorFit

La ceinture stabilise la région lombo-sacrée pour aider à prévenir et à soulager les douleurs lombaires résultant de tensions musculaires et de spasmes. La pression que la **CorFit** applique vers le haut et l'intérieur supporte les étirements ou la faiblesse abdominale et aide à réduire le stress sur le bas du dos. En limitant le mouvement des muscles et des ligaments, son soutien contribue également à améliorer la posture et sert de rappel à utiliser des techniques de levage appropriées.

CorFit Back Support Belt

It stabilizes the lumbosacral region to help prevent and relieve low back pain that results from muscle strain and spasms. The **CorFit's** upward and inward pressure supports stretched or weakened abdominal muscles and helps reduce stress on the lower back. By limiting the motion of muscles and ligaments, its support also helps improve posture and serves as a reminder to use proper lifting techniques.

	GRANDEUR SIZE	LARGEUR DE LA CEINTURE BELT HEIGHT	CIRC. DES HANCHES HIPS CIRC.
COR7000C	ENFANT / CHILD	4"	24" - 33"
COR7000XS	X-PETIT / X-SMALL	5"	24" - 33"
COR7000S	PETIT / SMALL	6"	27" - 38"
COR7000R	MOYEN-GRAND MEDIUM-LARGE	8"	32" - 43"
COR7000XL	X-GRAND / X-LARGE	9"	40" - 52"
COR7000XXL	2X-GRAND / 2X-LARGE	10"	46" - 58"
COR7000XXXL	3X-GRAND / 3X-LARGE	12"	52" - 64"



Protecteur de hanche ComfiHips

Peut être porté en tout temps, jour et nuit puisqu'il épouse parfaitement les formes naturelles du corps permettant de dormir sur le côté sans inconfort.

ComfiHips Hip Protector

You can wear ComfiHips all the time, day or night. They naturally conform the body to sleep on their side without discomfort.

	GRANDEUR SIZE	GRANDEUR DE LA TAILLE WAIST SIZE		ENSEMBLE DE 2 SOUS-VÊTEMENTS ET 2 COUSSINETS SET OF 2 UNDERGARMENTS AND 2 PADS
FEMMES WOMENS	PETIT / SMALL	56 - 66 cm	22" - 26"	CH-WS
	MOYEN / MEDIUM	66 - 76 cm	26" - 30"	CH-WM
	GRAND / LARGE	76 - 86 cm	30" - 34"	CH-WL
	X-GRAND / X-LARGE	86 - 96 cm	34" - 38"	CH-WXL
	XX-GRAND / XX-LARGE	96 - 112 cm	38" - 44"	CH-WXXL
	XXX-GRAND / XXX-LARGE	112 - 127 cm	44" - 50"	CH-WXXXL

	GRANDEUR SIZE	GRANDEUR DE LA TAILLE WAIST SIZE		ENSEMBLE DE 2 SOUS-VÊTEMENTS ET 2 COUSSINETS SET OF 2 UNDERGARMENTS AND 2 PADS
HOMMES MENS	PETIT / SMALL	71 - 76 cm	28" - 30"	CH-MS
	MOYEN / MEDIUM	81 - 86 cm	32" - 34"	CH-MM
	GRAND / LARGE	91 - 96 cm	36" - 38"	CH-ML
	X-GRAND / X-LARGE	101 - 107 cm	40" - 42"	CH-MXL
	XX-GRAND / XX-LARGE	112 - 116 cm	44" - 46"	CH-MXXL
	XXX-GRAND / XXX-LARGE	122 - 127 cm	48" - 50"	CH-MXXXL

Orthèse WristWidget®

Orthèse de poignet conçue par Wendy Medeiros, OTR, CHT (ergothérapeute spécialisée en thérapie pour la main, retraitée depuis 2014) permettant une diminution de douleur, souvent associée aux lésions du complexe triangulaire fibro-cartilagineux (TFCC).

WristWidget® Brace

WristWidget brace designed by Wendy Medeiros, OTR, CHT (retired 2014), to help decrease wrist pain, especially with Triangular Fibrocartilage Complex Injuries (TFCC).



Support de poignet Wrist Lacer II

Excellent choix pour les douleurs ou entorses au poignet ainsi que pour le syndrome du tunnel carpien et les besoins suite au retrait d'un plâtre. Le matériel (suède perforé) est très résistant à l'usure et assure un confort inégalé.

Wrist Lacer II Support

Great choice for wrist sprain/strains, carpal tunnel and post-cast support. The material (perforated suede) provides exceptional product durability and is cooler to wear.

LONGUEUR LENGHT 8"	GRANDEUR SIZE	CIRC. DU POIGNET WRIST CIRC.	GAUCHE NOIR LEFT BLACK	DROIT NOIR RIGHT BLACK
	X-PETIT / X-SMALL	4.75" - 5.5"	223321	223331
	PETIT / SMALL	5.5" - 6.25"	223322	223332
	MOYEN / MEDIUM	6.25" - 7"	223324	223334
	GRAND / LARGE	7" - 7.75"	223325	223335
	X-GRAND / X-LARGE	7.75" - 8.5"	223326	223336
	XX-GRAND / XX-LARGE	8.5" - 10"	223327	223337

Disponible en beige sur demande / Available in beige on request
Disponible en 10.5" sur demande / Available in 10.5" on request



Orthèse de poignet élastique Orliman®

L'orthèse de poignet élastique d'Orliman® est fabriquée en tissu élastique respirant, sans coutures, pour éviter tout frottement gênant. Dispositif souple et très résistant, offrant plus de confort et permettant un ajustement anatomique en 3D. Elle comprend une sangle de réglage élastique permettant un ajustement sélectif et individuel.

Orliman® Elastic Wrist Support

Manufactured in a breathable stretch knit fabric that is very strong and soft for added comfort; its seamless construction means no uncomfortable rubbing. 3D anatomical adjustment. Includes an elastic strap for individualised adjustment to achieve selective tightness.

	TAILLE SIZE	CIRC. DU POIGNET WRIST CIRC.
OS6260-SM	PETIT / SMALL	15 - 18 cm
OS6260-MD	MOYEN / MEDIUM	18 - 21 cm
OS6260-LG	GRAND / LARGE	21 - 24 cm



Support de poignet Tripod™

En plus d'offrir un contrôle en flexion/extension, le support de poignet Tripod™ Wrist Lacer résiste à la déviation radial-ulnaire. Le matériel (suède perforé) est très résistant à l'usure et assure un confort inégalé.

Tripod™ Wrist Support

The Tripod™ Wrist Lacer provides your patients with the maximum immobilization in an off-the-shelf wrist support. In addition to flexion-extension control, the Tripod™ Wrist Lacer resists radial-ulnar deviation. The material (perforated suede) provides exceptional product durability and is cooler to wear.

Excellent choix pour le traitement post fracture, le soin postopératoire, le syndrome du canal carpien et l'entorse ou déformation du poignet.

Great choice for post operative care, carpal tunnel syndrome, wrist sprains or strains.

GRANDEUR SIZE	CIRC. DU POIGNET WRIST CIRC.	GAUCHE / LEFT	DROIT / RIGHT
X-PETIT / X-SMALL	4.75" - 5.5"	223301	223311
PETIT / SMALL	5.5" - 6.25"	223302	223312
MOYEN / MEDIUM	6.25" - 7"	223304	223314
GRAND / LARGE	7" - 7.75"	223305	223315
X-GRAND / X-LARGE	7.75" - 8.5"	223306	223316
UNIVERSEL / UNIVERSAL	5.5" - 8.5"	223340	223341





Support de poignet et pouce Ryno Lacer®

Le support lacé **Ryno Lacer®** procure une immobilisation supérieure des articulations CMC et MP du pouce, tout en permettant un mouvement limité de l'articulation IP pour un contact possible avec les doigts opposés. Le Ryno Lacer® offre à vos patients le support dont ils ont besoin et le confort qu'ils exigent. Le matériel (suède perforé) est très résistant à l'usure et assure un confort inégalé.

Excellent choix pour la ténosynovite de DeQuervain, le pouce du skieur, la suite au retrait d'un plâtre et certaines blessures du scaphoïde.

Ryno Lacer® Wrist and Thumb Support

The **Ryno Lacer®** provides superior immobilization of the CMC and MP joints of the thumb, yet it permits limited motion of the IP joint to allow for contact with the opposing fingers. The Ryno Lacer® offers your patients the support they need and the comfort they demand. The material (perforated suede) provides exceptional product durability and is cooler to wear.

Great choice for DeQuervain's Tendonitis, gamekeeper's thumb, post cast healing and selected scaphoid injuries.

		GRANDEUR SIZE	CIRC. DU POIGNET WRIST CIRC.	GAUCHE NOIR LEFT BLACK	DROIT NOIR RIGHT BLACK
COURT 7.5" SHORT	PÉDIATRIQUE / CHILD		MOINS DE 4.75" UNDER 4.75"	223889	223899
	X-PETIT / X-SMALL		4.75" - 5.5"	223881	223891
	PETIT / SMALL		5.5" - 6.25"	223882	223892
	MOYEN / MEDIUM		6.25" - 7"	223884	223894
	GRAND / LARGE		7" - 7.75"	223885	223895
	X-GRAND / X-LARGE		7.75" - 8.5"	223886	223896
	UNIVERSEL / UNIVERSAL		5.5" - 8.5"	223510	223511

Disponible en beige sur demande / Available in beige on request

		GRANDEUR SIZE	GAUCHE NOIR LEFT BLACK	DROIT NOIR RIGHT BLACK
LONG 9" LONG	X-PETIT / X-SMALL		223711	223721
	PETIT / SMALL		223712	223722
	MOYEN / MEDIUM		223714	223724
	GRAND / LARGE		223715	223725
	X-GRAND / X-LARGE		223716	223726
	UNIVERSEL / UNIVERSAL		223520	223521

Disponible en beige sur demande / Available in beige on request




Protecteur de pouce TeePee

Cette conception unique, basée sur trois montants en aluminium, prend la forme d'un tipi qui supporte confortablement l'articulation MCP (métacarpo-phalangienne). Chacun des montants peut être thermoformé et facilement profilé afin de procurer un ajustement sur mesure. Le TeePee ne restreint aucunement le mouvement du poignet et s'ajuste au pouce gauche et droit (bilatéral).

TeePee Thumb Support

This unique configuration with its three aluminum stays forms the TeePee that comfortably supports the MCP (metacarpal-phalangeal) joint. Each stay can be shaped and contoured with ease to provide a custom fit. The TeePee does not restrict motion and fits the left or right thumb (bilateral).

	GRANDEUR SIZE	MESURES MEASUREMENTS
223081	TRÈS PETIT / X-SMALL	MOINS DE 3.5" - LESS THAN 3.5"
223082	PETIT / SMALL	3.5" - 4.125"
223084	MOYEN / MEDIUM	4.125" - 4.625"
223085	GRAND / LARGE	4.625" - 5.125"
223086	TRÈS GRAND / X-LARGE	PLUS DE 5.125" - OVER 5.125"



Support pour épicondylite BandIT®

L'orthèse pour épicondylite **ProBand® BandIT®** soulage les douleurs provoquées par l'inflammation des tendons des muscles épicondyliens dû au travail, à un sport ou à une blessure. Procure une compression ciblée sur les longs tendons de l'avant-bras, leur permettant de rester parallèles et sans douleur. La compression double travaille simultanément pour traiter l'avant et l'arrière de l'épicondylite. Taille universelle, ajustable.

BandIT® Therapeutic Forearm Band

The **ProBand® BandIT®** epicondylitis clasp helps relieve the pain from muscular overuse caused by work, sports or injury. Provides targeted compression to the long tendons of the forearm allowing them to remain parallel and pain free. Dual compression works simultaneously to treat both forehand and backhand tennis elbow. One size, adjustable.



BAND IT

Support pour épicondylite Epi-Med®

Epi-Med® permet un relâchement mécanique de la tension sur les attaches tendineuses des épicondyles (interne ou externe). Il comprime la musculature de l'avant-bras sous le coude dans la partie la plus charnue, sans entraver le flot sanguin. Il est fait de polyamide et mousse pour un ajustement parfait. Le bracelet est doux et confortable.

Epi-Med® Epicondylitis Clasp

The **Epi-Med®** achieves mechanical relief of the tendon attachments at the epicondyles. The clasp compresses the forearm musculature at its largest circumference below the elbow, without impairing blood flow. It is made out of polyamide and foam for a perfect fit. It is very soft and comfortable to wear.



	GRANDEUR SIZE	CIRCONFÉRENCE DE L'AVANT-BRAS FOREARM CIRCUMFERENCE	
T48001XS	X-PETIT / X-SMALL	22 - 23 cm	8.75" - 9"
T48001S	PETIT / SMALL	24 - 25 cm	9.5" - 9.75"
T48001M	MOYEN / MEDIUM	26 - 27 cm	10.25" - 10.75"
T48001L	GRAND / LARGE	28 - 30 cm	11" - 11.75"
T48001XL	X-GRAND / X-LARGE	31 - 34 cm	12.25" - 13.5"

Support pour épicondylite Epi-Med® Pro

En plus des avantages de l'**Epi-Med®**, la version **Pro** possède une insertion de feutre avec silicone minimisant le glissement ainsi qu'une courroie présentant une flèche pour le contrôle visuel de la tension.

Epi-Med® Pro Therapeutic Forearm Band

The **Pro** version offer the same benefits of the **Epi-Med®** with a silicone padding inserts minimise slip and a visual tension control check for an accurate fitting.



	GRANDEUR SIZE	CIRCONFÉRENCE DE L'AVANT-BRAS FOREARM CIRCUMFERENCE	
T35087XS	X-PETIT / X-SMALL	22 - 23 cm	8.75" - 9"
T35087S	PETIT / SMALL	24 - 25 cm	9.5" - 9.75"
T35087M	MOYEN / MEDIUM	26 - 27 cm	10.25" - 10.75"
T35087L	GRAND / LARGE	28 - 30 cm	11" - 11.75"
T35087XL	X-GRAND / X-LARGE	31 - 34 cm	12.25" - 13.5"

Coudière élastique avec insertions de gel Orliman®

Bien dosée, la compression soulage la douleur et contribue à réduire les tensions. Les inserts redistribuent la compression du bandage vers les tissus mous situés autour de la proéminence de l'épicondyle tout en exerçant un massage intermittent. Le tissu est plus souple dans la zone du coude afin d'éviter toute oppression et compression indésirables.

Orliman® elastic elbow support with gel pads

The controlled compression provides pain relief and helps eliminate tension. The pads redistribute bandage compression from the prominent epicondyles to the surrounding soft tissues and provide an intermittent massaging effect. Around the elbow, the knit fabric is softer, avoiding pressure and undesired compression in this area.



	TAILLE SIZE	CIRC. DU COUDE ELBOW CIRC.
OS6230-SM	PETIT / SMALL	22 - 26 cm
OS6230-MD	MOYEN / MEDIUM	26 - 30 cm
OS6230-LG	GRAND / LARGE	30 - 34 cm



Écharpe Chieftain™ Procare®

Fait de Tietex, tissu à mailles respirant, avec crochet et boucle de fermeture. Idéal pour le soutien suite aux blessures du bras, du poignet ou de la main.

79-84173-UN	PETIT / SMALL	7" X 16"
79-84175-UN	MOYEN / MEDIUM	7.5" X 17"
79-84177-UN	GRAND / LARGE	8" X 19.5"

Chieftain™ Procare® Arm Sling

Breathable Tietex mesh material with hook and loop closure. Thumb loop prevents wrist drop. Ideal for cast support; injuries to the arm, wrist or hand.



79-85100

Support à clavicle Universel Procare®

Fabriqué de mousse et nylon avec fermeture velcro précise pour un ajustement facile. L'anneau en D permet un réglage plus facile et approprié.

Universal Clavicle Procare®

Foam/nylon construction with contact closure for easy adjustment. Movable D-rings allow for proper adjustment.



Support à clavicle Procare®

Boucles réglables qui assurent un ajustement adéquat en empêchant le glissement. Courroies recouvertes de stockinette de feutre. Lavable.

Clavicle Splint Procare®

Adjustable prong buckles ensure correct fit and prevents slippage. Stockinette-covered felt shoulder straps. Washable.

79-85001	XX-PETIT / XX-SMALL	18" - 20"
79-85002	X-PETIT / X-SMALL	20" - 24"
79-85003	PETIT / SMALL	24" - 30"
79-85005	MOYEN / MEDIUM	30" - 36"
79-85007	GRAND / LARGE	36" - 42"
79-85008	X-GRAND / X-LARGE	42" - 48"
79-85009	XX-GRAND / XX-LARGE	48" - 54"



Stabilisateur d'épaule Sully® de Procare®

Fournit une immobilisation de l'épaule et contrôle l'amplitude des mouvements pour les instabilités antérieures, multidirectionnelles, inférieures et postérieures. Ralentit et accompagne les mouvements de la coiffe des rotateurs, la séparation AC à l'épaule et les tensions musculaires. L'épaulière est conçue pour stabiliser, aider ou restreindre le mouvement de l'épaule post-blessure et post-opératoire.

Sully® Procare® Shoulder Stabilizer

Provides shoulder immobilization and controlled range of motion for anterior, multi-directional, inferior and posterior instabilities, rotator cuff deceleration, shoulder AC separations and muscle strains. The shoulder brace is designed to stabilize, assist or restrict movement of the shoulder post-injury and post operatively.

		THORAX CHEST	BICEPS BICEPS
11-0525-1	X-PETIT / X-SMALL	34" - 40"	9" - 10,5"
11-0525-2	PETIT / SMALL	36" - 40"	11" - 13"
11-0525-3	MOYEN / MEDIUM	38" - 42"	13" - 15"
11-0525-4	GRAND / LARGE	42" - 46"	14" - 17"
11-0525-5	X-GRAND / X-LARGE	46" - 51"	15" - 17"



Collet de dégagement Stifneck® Select™

Le collet cervical d'urgence **Laerdal® Stifneck® Select™** est ajustable. Il stabilise la colonne des patients correctement et facilement avec ses quatre options de grandeurs ajustables qui se bloquent rapidement et sécuritairement en place.

Stifneck® Select™ Collar

The **Laerdal® Stifneck® Select™** extrication collar is four different collars in one. Stabilize spinal patients correctly and easily with 4 different sizing options that all lock quickly and safely into place.



980010 ADULTE / ADULT



980020 PÉDIATRIQUE / PEDIATRIC

Collets de dégagement Procure®

Les **collets cervicaux Transitional 172 de Procure®** ont été conçus pour procurer un support et un confort optimal. Le collet cervical restreint de façon substantielle les mouvements tout en minimisant les points de pressions douloureux qui peuvent mener à une macération de la peau et/ou à des dommages. La conception avec rembourrage de mousse ultra douce et aérée donne au collet un confort accru et aide à encourager le patient à suivre les indications de son thérapeute.

Cet ensemble comprend les coussinets de rechange ainsi que le collet.

Procure® Transitional 172 Cervical Collar



The **ProCare® Transitional 172 Cervical Collars** were designed to provide optimal support and comfort. The collar provides substantial motion restriction while minimizing painful pressure points that can lead to skin maceration and/or breakdown. Enhanced comfort using soft, breathable foam padding helps promote and encourage patient compliance.

The set includes complete additional padding.



	DESCRIPTION	GRANDEUR SIZE	HAUTEUR DU COLLET COLLAR HEIGHT
79-83283	COLLET ADULTE / ADULT COLLAR	COURT / SHORT	2.25"
79-83285	COLLET ADULTE / ADULT COLLAR	RÉGULIER / REGULAR	3"
79-83287	COLLET ADULTE / ADULT COLLAR	LONG / TALL	3.75"
79-83288	COLLET ADULTE / ADULT COLLAR	X-LONG / X-TALL	4.5"
79-83363	COLLET ET COUSSINETS ADULTE / ADULT COLLAR SET	COURT / SHORT	2.25"
79-83365	COLLET ET COUSSINETS ADULTE / ADULT COLLAR SET	RÉGULIER / REGULAR	3"
79-83367	COLLET ET COUSSINETS ADULTE / ADULT COLLAR SET	LONG / TALL	3.75"
79-83368	COLLET ET COUSSINETS ADULTE / ADULT COLLAR SET	X-LONG / X-TALL	4.5"

Collet cervical Procure® Form Fit

Recouvert de stockinette de coton pour une meilleure hygiène.

Procure® Form Fit Cervical Collar

Cotton stockinette cover for better patient hygiene.

DENSITÉ FERME FIRM DENSITY	DENSITÉ MOYENNE MEDIUM DENSITY	GRANDEUR SIZE	HAUTEUR X LONGUEUR HEIGHT X LENGHT	CIRCONFÉRENCE CIRCUMFERENCE
-	79-83011	PED/2XS	2" x 14"	7" - 12"
-	79-83012	XS	2" x 16,5"	9" - 13"
79-83003	79-83013	S	3" x 18,5"	11" - 16"
79-83004	79-83014	S/LONG	3" x 22"	15" - 20"
79-83005	79-83015	M	4" x 20"	13" - 18"
79-83006	79-83016	M/LONG	4" x 23"	16" - 21"
79-83007	79-83017	L	4,5" x 22,5"	15" - 20"
79-83008	79-83018	XL	4,5" x 24"	16" - 22"
-	79-83019	LONG/NAR	2" x 24"	17" - 22"





LS-1

Bain chauffant Forma-Splint

Sa conception en acier inoxydable durable et son temps de chauffage extrêmement rapide font en sorte qu'il est le bain chauffant le plus portable sur le marché capable de répondre aux routines les plus exigeantes.

Dimension totale : 16" Profond x 10,5" Large x 5,1875" Haut (406 x 267 x 132 mm).
Dimension interne du bac : 13" P x 9,5" L x 2,25" H (330 x 241 x 56 mm).

Thermal Bath Forma-Splint

Durable stainless steel construction and extremely fast heat-up time make it the only ultra-portable splint pan capable of meeting the most demanding routines.

Overall dimension: 16" W x 10.5" L x 5.1875" H (406 x 267 x 132 mm).
Internal pan dimension: 13" W x 9.5" L x 2.25" H (330 x 241 x 56 mm).



SP-1501

Bain chauffant Forma-Splint

Les bains chauffants **Forma-Splint** modèle **SP-1501** et **SP-1502** sont très spacieux. Le bassin intérieur est en acier inoxydable acceptant des feuilles thermoplastiques de 61 x 46 cm (24" x 18") pour le SP-1501 et de 50 x 30 cm (19" x 12") pour le SP-1502. Le couvercle à charnière, également en acier inoxydable, a été conçu de manière à ouvrir complètement ou d'un seul côté et ce, d'une seule main. Ce design unique vous permet d'utiliser un seul côté lorsque les feuilles sont plus petites.

Ce modèle vous offre deux contrôles thermostatiques (préréglés en usine à 80 °C (175 °F) en position « high » et à 72 °C (160 °F) en position « low ») pouvant être ajustés individuellement, permettant ainsi d'être conforme aux particularités requises. Muni d'un thermomètre digital intégré pour un contrôle de la température de l'eau.

Thermal Bath Forma-Splint

The **Forma Splint** model **SP-1501** and **SP-1502** spacious stainless steel interior accommodates splinting sheets up to 24" x 18" (61 x 46 cm) for the SP-1501 and 19" x 12" (50 x 30 cm) for the SP-1502. The hinged and insulated stainless steel lid is functionally designed to open completely or one side only, with just one hand, leaving the other hand free. This unique design also allows access to just half the pan when preparing smaller sheets.

This model features dual thermostatic controls (factory preset at 175°F (80°C) on high and 160°F (72°C) on low) that can be adjusted individually to conform to particular requirements. Integral digital thermometer for easy monitoring of water temperature.



SC-242

Chariot pour bain chauffant

Ce chariot a une surface de travail spacieuse pour répondre à vos besoins de fabrication d'orthèses.

Caractéristiques :

- Fabrication en acier inoxydable poli.
- Division pour une meilleure organisation.
- Roues pivotantes de 4".
- Tiroir et armoire verrouillables.
- Poignée fixée sur un côté.
- Conception à l'épreuve de l'eau et du feu.
- Aucun assemblage requis.
- Bac chauffant non inclus.
- 42" L x 25" P x 31" H.
- Poids : 125 lb.

Splinting Cart

Extra large workstation for splinting procedures.

Features:

- Polished stainless construction.
- Cabinet divided for organization.
- 275 lb capacity.
- 4" swivel casters.
- Locking drawer and cabinet.
- Assist handle attached.
- Fireproof and waterproof desing.
- No assembly required.
- Splinting pan NOT included .
- 42" W x 25" D x 31" H.
- 125 pound motor freight shipment.

ORFITUBES™ + Fils anti-écrasement

10 tubes de 33 cm (13") de longueur, y compris
2 fils de flexion anti-écrasement.

ORFITUBES™ + Bending Wires

10 tubes of 13" (33 cm) long, including
2 bending wires.



35310

Ensemble ORFITUBES™

Contient :

- 10 tubes de 33 cm (13") de longueur.
- 3 différents types de fil élastique avec différents degrés de résistance élastique (sur une bobine).
- 1 bobine de polyester monofilament pour un effet de glissement optimal (si nécessaire).
- 2 fils de flexion.

ORFITUBES™ Kit

Contains:

- 10 tubes of 13" (33 cm) long.
- 3 different types of elastic thread with different degrees of elastic strength (on a spool).
- 1 spool polyester monofilament for an optimal gliding effect (if necessary).
- 2 bending wires.



35311

Single ORFITUBE™ Adjuster

Ensemble de 5 **Single Orfitube™ Adjuster** avec une clé Allen.

Single ORFITUBE™ Adjuster

Set of 5 **Single Orfitube™ Adjuster** with an Allen Wrench.



35304

Ensemble Single ORFITUBE™ Adjuster

Le **Single ORFITUBE™ Adjuster** vous assure un contrôle total de la position longitudinale et latérale des ORFITUBES™. Cependant, il est possible d'envisager ce produit sous différents angles. Le design compact vous permet de fixer un ajusteur individuel pour chaque doigt. Les ajusteurs sont légers, très économiques et plus élégants que jamais.

Chaque ensemble contient : 5 ORFITUBES™, 5 ORFITUBE™ Adjusters, 5 embouts ORFITUBE™ et 1 fil de flexion.

Single ORFITUBE™ Adjuster Kit

The **Single ORFITUBE™ Adjuster** gives you full control of longitudinal and lateral position of ORFITUBES™. The compact design allows you to fix one individual adjuster for each finger. The adjusters are lightweight, easy to use, very cost-effective and more elegant than ever before.

Adjuster Kit: 5 ORFITUBES™, 5 ORFITUBE™ Adjusters, 5 ORFITUBE™ ends and one bending wire.



35305

Pleur pour ORFITUBES™

Pour une flexion aisée des robustes ORFITUBES™ sans tension dans les pouces.

ORFITUBES™ Bending Tool

For easy bending of the strong ORFITUBES™ without stress on the thumbs.



35308

Embouts pour ORFITUBES™

20 pièces

Embouts de tube chromés, adaptables sur tous les ORFITUBES™ pour réduire au minimum le frottement de l'élastique sur le bord du tube. L'embout de métal donne une touche élégante à votre orthèse dynamique.

ORFITUBES™ Ends

20 pièces

Chromium-plated tube ends, fit on all ORFITUBES™, reducing rubbing of the elastic thread with the tube edge to a minimum. The metal ends add an appealing finish to the dynamic splint.



35318

35801



Ressort fléchisseur

Jauge de 1 mm (1/24")
 Diamètre de la bobine : 10 mm (5/12")
 10 pièces

Ressort en acier inoxydable. Conçu pour assister la faiblesse intrinsèque du muscle, par exemple avec paralysie du nerf cubital. Le ressort peut également être retourné à l'envers pour augmenter la puissance du ressort. Couple à l'extension complète du doigt : env. 1 000 g.cm.

Knuckle Bender Coil Spring

Gauge 1/24" (1 mm)
 Coil diameter : 5/12" (10 mm)
 10 pieces

Stainless steel spring. Designed to assist the intrinsic muscle weakness, e.g. with ulnar nerve palsy. The spring can also be turned upside down to increase spring power. Torque force at full finger extension: ca. 1 000 g.cm.

35802



Ressort extenseur

Jauge de 1 mm (1/24")
 Diamètre de la bobine : 4 mm (2/12")
 10 pièces

Ressort en acier inoxydable. La jambe courte est sécurisée entre deux couches d'ORFIT® Classic. La jambe longue est pliée sur mesure et coupée en longueur. À la flexion totale du doigt, le ressort est serré à un couple d'environ 2 000 g.cm. Le ressort a spécifiquement été conçu pour aider l'extension du doigt en combinaison avec l'attelle ORFIT® (réf. #35818 à 35822).

Finger Extension Assist Wire

Gauge 1/24" (1 mm)
 Coil diameter : 2/12" (4 mm)
 10 pieces

Stainless steel spring. The short leg is secured between two layers of ORFIT® Classic. The long leg is bent to size and cut to length. At total finger flexion the spring is tightened up to a torque force of ca. 2 000 g.cm. The spring is especially designed for finger extension assists (to assist the weakened digital extensors; eg. Radial Nerve Palsy) in combination with the ORFIT® splint (ref. #35818 to 35822).

35804



Ressort pour extension du poignet

Jauge de 1,5 mm (1/16")
 Diamètre de la bobine : 15 mm (3/5")
 10 pièces – 5 gauches et 5 droits

Deux types sont fournis : avec une hélice à gauche ou à droite. Couple lors du serrage suivant un angle de 130° : 5 000 g.cm.

Wrist Extension Coil Spring

Gauge 1/16" (1.5 mm)
 Coil diameter : 3/5" (15 mm)
 10 pieces – 5 left and 5 right

Stainless steel spring. Two types supplied: coiled left or right. Torque force when tightened over an angle of 130°: 5 000 g.cm.

35800



Ressort latéral pour extension du doigt

Jauge de 0,7 mm (1/37")
 Diamètre de la bobine : 5 mm (1/5")
 10 pièces

Ressort en acier inoxydable. La jambe courte est pliée et ancrée dans le pont dorsal de l'attelle. La jambe longue est pliée et coupée à longueur. La puissance du ressort est ajustée en modifiant la forme de la bobine.

Joint Jack Coil Spring

Gauge 1/37" (0,7 mm)
 Coil diameter : 1/5" (5 mm)
 10 pieces

Stainless steel spring. The short leg is bent and anchored in the dorsal bridge of the splint. The long leg is bent and cut to length. The spring power is adjusted by altering the coil design.

35805



Fil à ressort en acier inoxydable

Longueur : 15 m (591")
 Épaisseur : 1 mm (1/24")

Pour faire vos propres ressorts hélicoïdaux et stabilisateurs.

Stainless Steel Spring Wire

Length: 591" (15 m)
 Thickness: 1/24" (1 mm)

For making your own coil springs and outriggers.

Fil de polyester monofilament

Bobine de 75 m (2 953")

Utilisé pour améliorer le glissement du fil élastique dans l'ORFITUBE™.

Polyester Monofilament Thread

Spool of 2953" (75 m)

Used to increase the gliding of the elastic thread in the ORFITUBE™.



Fil élastique DYNASYST™

Bobine de 10 m (394")

Extensibilité : au moins 200 %. Pas de vieillissement après 6 semaines d'extension maximale.

DYNASYST™ Elastic Thread

Spool of 394" (10 m)

Stretchability: at least 200%. No aging after 6 weeks maximum stretching.



	RÉSISTANCE MAXIMALE MAXIMUM RESISTANCE	
35312	± 200 g	<ul style="list-style-type: none"> · Pour soutenir les muscles affaiblis des doigts · For supporting the weak muscles of the fingers
35313	± 400 g	<ul style="list-style-type: none"> · Pour les attelles de doigt les plus dynamiques · For most dynamic finger splints
35314	± 600 g	<ul style="list-style-type: none"> · Pour les attelles d'extension de poignet dynamiques · ou pour les contractures de doigt très persistantes · For dynamic wrist extension splints or for very persistent finger contractures

Orthèse radiale d'extension du poignet

Les patients avec problème de nerf radial ont besoin de ressorts extenseur très solides pour aider à la récupération. Pendant celle-ci, les ressorts aident à rééquilibrer la puissance musculaire.

Contient :

- 2 Orfit® prédécoupés rigides de 3,2 mm (1/8") non perforés.
- 2 ressorts latéraux : 1,5 mm (1/16") et 15 mm (3/5") de diamètre.
- Couple lors du serrage de 5000 g.cm.

Radial Wrist Extension Splint

Radial nerve patients need two strong assisting extension coils. When recovering, the coils help to rebalance muscle power.

Including:

- 2 Orfit® precuts 3.2 mm (1/8") non perforo stiff.
- 2 lateral coil springs: 1.5 mm (1/16") and 15 mm (3/5").
- Torque force: 5000 g.cm.




35865K	PETIT / SMALL
35866K	MOYEN / MEDIUM
35867K	GRAND / LARGE

Détermination de la taille

Mesurez la largeur totale de la main aux articulations métacarpophalangiennes

Sizing

Measure the total hand width at the MCP joints



X-PETIT / X-SMALL	40 - 50 mm	1 ⁹ / ₁₆ " - 2"
PETIT / SMALL	60 - 70 mm	2 ¹ / ₅ " - 2 ³ / ₄ "
MOYEN / MEDIUM	80 - 90 mm	3 ¹ / ₈ " - 3 ¹ / ₂ "
GRAND / LARGE	100 - 110 mm	4" - 4 ³ / ₁₀ "

Gantelet d'immobilisation

2 mm (1/12")

Micro-perforé

Une attelle d'immobilisation complète pour le poignet. Grâce à sa légèreté et à son petit format, il est très confortable et d'un grand soutien, mais aussi extrêmement robuste et durable.

Wrist Gauntlet Immobilization Splint

1/12" (2 mm)

Micro perforated

A complete immobilization splint for the wrist. Due to its lightweight and small size, it is very comfortable and very supportive and also extremely strong and durable.



	BEIGE BEIGE	BLEU Océan OCEAN BLUE	BLEU Atomique ATOMIC BLUE	ARGENT SONIC SONIC SILVER	NOIR DOMINANT DOMINANT BLACK
PETIT / SMALL	35830/NS	35830B/NS	35830MB/NS	35830MG/NS	35830Z/NS
MOYEN / MEDIUM	35831/NS	35831B/NS	35831MB/NS	35831MG/NS	35831Z/NS
GRAND / LARGE	35832/NS	35832B/NS	35832MB/NS	35832MG/NS	35832Z/NS

Orthèse anti-coup de vent cubital

3,2 mm (1/8")

Non perforé

Classic Stiff

Attelle pour déviation cubitale la plus réaliste et la plus fonctionnelle pour la polyarthrite rhumatoïde des mains à un stade précoce.

Ulnar Deviation Splint

1/8" (3,2 mm)

Non perforated

Classic Stiff

This unique pattern offers the most realistic and functional ulnar deviation splint for patients with early stages of rheumatoid arthritis and ulnar drift of the digits.



35817KL GAUCHE / LEFT 35817KR DROIT / RIGHT

Orthèse anti-spastique avec pouce dorsal

3,2 mm (1/8")

Non perforé

Classic Stiff

Cette attelle sert à maintenir les muscles longs fléchisseurs de manière à prévenir l'hypertonie.

Couleur : noir

Anti-Spasticity Splint

1/8" (3,2 mm)

Non perforated

Classic Stiff

This splint design offers an easy way to splint the patient with spasticity of the upper extremity.

Colour: black



35870Z/ECO/NS PETIT / SMALL 35871Z/ECO/NS MOYEN / MEDIUM 35872Z/ECO/NS GRAND / LARGE

Orthèse d'extension du poignet

3,2 mm (1/8")

Non perforé

Classic Stiff

Une attelle particulièrement fonctionnelle pour la plupart des affections du poignet, en particulier pour la paralysie flasque. Convient très bien comme attelle de base pour recevoir des soutiens d'extension à profil bas. Produit en quatre tailles, dont une pour enfants.

Dorsal Wrist Cock-Up Splint

1/8" (3,2 mm)

Non perforated

Classic Stiff

An excellent alternative to volar wrist cock-up splints as this design allows for increased function while maintaining the wrist in extension. This splint design is suitable as a base for the attachment of low profile outriggers. Available in four sizes for all hand sizes from children to adults.



35818/L X-PETIT / X-SMALL 35820/L PETIT / SMALL 35821/L MOYEN / MEDIUM 35822/L GRAND / LARGE

Orthèse de repos pour main rhumatismale

3,2 mm (1/8")

Mini-perforé
Classic Soft

Modèle spécifique d'attelle de contention préventive et corrective de la main rhumatoïde stéréotype. Tant les déformations antépostérieures que latérales du poignet et des doigts, ainsi que les déformations du pouce, peuvent facilement être réalignées.

35840

PETIT / SMALL

35841

MOYEN / MEDIUM

35842

GRAND / LARGE

Rheumatoid Arthritis Resting Splint

1/8" (3,2 mm)

Mini perforated
Classic Soft

This precut splint offers a unique design for positioning of the upper extremity with rheumatoid arthritis. This design helps to protect against and correct deformities of the joints.



Orthèse du poignet et du pouce

2 mm (1/12")

Micro-perforé

Une attelle d'immobilisation classique du poignet et du pouce pour les inflammations très aiguës des articulations et des tendons. Cette attelle assure un confort total grâce à sa forme circonferentielle et à son levier important.

Wrist and Thumb Splint

1/12" (2 mm)

Micro perforated

A traditional wrist and thumb immobilization splint. This splint gives full comfort thanks to its circumferential design and long lever.



	BLEU Océan OCEAN BLUE	BLEU Atomique ATOMIC BLUE	ARGENT SONIC SONIC SILVER	NOIR DOMINANT DOMINANT BLACK
PETIT / SMALL	35814B/NS	35814MB/NS	35814MG/NS	35814Z/NS
MOYEN / MEDIUM	35815B/NS	35815MB/NS	35815MG/NS	35815Z/NS
GRAND / LARGE	35816B/NS	35816MB/NS	35816MG/NS	35816Z/NS

Orthèse du pouce

Beige 1,6 mm (1/16")

Couleurs 2,0 mm (1/12")

Micro-perforé

Cette attelle assure une immobilisation et une stabilisation extrêmement confortables de la colonne complète du pouce. Elle peut servir pour le traitement de la téno-synovite, de l'arthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite articulaire basale, de l'entorse du pouce ainsi que pour le traitement préopératoire ou postopératoire du pouce.

Gauntlet Thumb Post Splint

Beige 1.6 mm (1/16")

Colours 2.0 mm (1/12")

Micro perforated

This splint gives an extremely comfortable immobilization and stabilization of the complete thumb column. It can be used in the treatment of tenosynovitis, rheumatoid arthritis, basal joint osteoarthritis, thumb sprain and pre- or post-operative thumb management.



	BEIGE BEIGE	BLEU Océan OCEAN BLUE	BLEU Atomique ATOMIC BLUE	ARGENT SONIC SONIC SILVER	NOIR DOMINANT DOMINANT BLACK
PETIT / SMALL	35810/L	35810B/NS	35810MB/NS	35810MG/NS	35810Z/NS
MOYEN / MEDIUM	35811/L	35811B/NS	35811MB/NS	35811MG/NS	35811Z/NS
GRAND / LARGE	35812/L	35812B/NS	35812MB/NS	35812MG/NS	35812Z/NS

Orthèse intrinsèque repose main

3,2 mm (1/8")

Mini perforé

Conçue pour la remédiation à plusieurs problèmes de main.

Couleur : noir

Intrinsic Resting Hand Splint

1/8" (3.2 mm)

Mini perforated

A splint design for management of a variety of hand problems.

Colour: black



35910Z/ECO/NS

PETIT / SMALL

35911Z/ECO/NS

MOYEN / MEDIUM

35912Z/ECO/NS

GRAND / LARGE



Orthèse longue du pouce

2 mm (1/12")
Micro-perforé

Attelle destinée aux cas aigus. La partie dorsale au niveau du pouce empêche l'hyperextension de la phalange distale. Cette partie peut facilement être découpée si nécessaire.

Complete Thumb Splint

1/12" (2 mm)
Micro perforated

Intended for acute cases, the dorsal part at the level of the thumb prevents hyperextension of the distal phalanx. This part easily be cut away when necessary.

	BLEU OCÉAN OCEAN BLUE	BLEU ATOMIQUE ATOMIC BLUE	ARGENT SONIC SONIC SILVER	NOIR DOMINANT DOMINANT BLACK
PETIT / SMALL	35900B/NS	35900MB/NS	35900MG/NS	35900Z/NS
MOYEN / MEDIUM	35901B/NS	35901MB/NS	35901MG/NS	35901Z/NS
GRAND / LARGE	35902B/NS	35902MB/NS	35902MG/NS	35902Z/NS



Orthèses ORFILIGHT®

Excellent pour les attelles légères et confortables, **Orfilight®** offre un confort élevé pour votre patient.

Caractéristiques :

- Maintenant aussi disponible en noir.
- Pèse de 15 à 30 % de moins que d'autres matériaux de contention.
- Excellente élasticité.
- Mémoire significative (mais lente).
- Doux au toucher.
- Extensibilité élevée, jusqu'à 1 000 %.
- Permet un moulage parfait des formes du corps.
- Autoadhésif pour une adhérence fiable et une fixation aisée d'accessoires.
- Adhésion fiable.
- Faible retrait.
- Sans latex.

ORFILIGHT® Splints

Excellent for lightweight and comfortable splints, **Orfilight®** offers high comfort for your patient.

Features:

- Now also available in black.
- Weighs 15 to 30% less than other splinting materials.
- Excellent elasticity.
- Significant (yet slow) memory.
- Soft feel.
- High stretch, up to 1 000%.
- Allows for intimate molding to anatomical contours.
- Self-adhesive for reliable bonding and easy fixation of accessories.
- Reliable adhesion.
- Low shrinkage.
- Latex free.

				BEIGE BEIGE	NOIR BLACK
PETIT / SMALL	Orthèse de glissement des tendons fléchisseurs <i>Flexor tendon gliding splint</i>	2,4 mm (3/32")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	35843/L	-
MOYEN / MEDIUM	Orthèse de glissement des tendons fléchisseurs <i>Flexor tendon gliding splint</i>	3,2 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	35844/L	-
GRAND / LARGE	Orthèse de glissement des tendons fléchisseurs <i>Flexor tendon gliding splint</i>	3,2 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	35845/L	-
PETIT / SMALL	Orthèse pour pouce / <i>Thumb post splint</i>	1,6 mm (1/16")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	35810/L	35810Z/L/NS
MOYEN / MEDIUM	Orthèse pour pouce / <i>Thumb post splint</i>	1,6 mm (1/16")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	35811/L	35811Z/L/NS
GRAND / LARGE	Orthèse pour pouce / <i>Thumb post splint</i>	1,6 mm (1/16")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	35812/L	35812Z/L/NS
PETIT / SMALL	Orthèse pour poignet et pouce <i>Wrist and thumb splint</i>	2,4 mm (3/32")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	-	35814Z/L/NS
MOYEN / MEDIUM	Orthèse pour poignet et pouce <i>Wrist and thumb splint</i>	2,4 mm (3/32")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	-	35815Z/L/NS
GRAND / LARGE	Orthèse pour poignet et pouce <i>Wrist and thumb splint</i>	2,4 mm (3/32")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	-	35816Z/L/NS
X-PETIT / X-SMALL	Orthèse d'extension du poignet <i>Dorsal wrist cock-up splint</i>	3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	35818/L	-
PETIT / SMALL	Orthèse d'extension du poignet <i>Dorsal wrist cock-up splint</i>	3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	35820/L	35820Z/L/NS
MOYEN / MEDIUM	Orthèse d'extension du poignet <i>Dorsal wrist cock-up splint</i>	3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	35821/L	35821Z/L/NS
GRAND / LARGE	Orthèse d'extension du poignet <i>Dorsal wrist cock-up splint</i>	3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	35822/L	35822Z/L/NS

Orthèse cheville-pied ORFIBRACE™

Orfibrace™ est un plastique thermoformable à application directe à base de polyester. Il est probablement le meilleur matériau sur le marché pour le traitement fonctionnel des fractures. Sa principale application est pour le traitement fonctionnel des fractures selon Sarmiento.

Caractéristiques :

- Plasticité minimale (drapage).
- Revêtement anti-adhésif.
- Rigidité élevée et bonne résistance aux contraintes mécaniques.
- Insensible aux rayons UV et bonne résistance au vieillissement.
- Faible retrait.
- Surface satinée.
- Sans latex.

ORFIBRACE™ Ankle-Foot Orthosis

Orfibrace™ is an "immediate fitting" polyester based thermoplastic. It is probably the best material on the market for functional fracture bracing. The main applications of the Brace-Form is for functional fracture bracing according to the Sarmiento principle.

Features:

- Minimal plasticity (drape)
- Non-stick coating
- High rigidity and good resistance to mechanical strain
- Non-sensitive to UV-rays
- Low shrinkage
- Smooth shiny surface
- Latex-free



35981/OB/NS/	X-PETIT / X-SMALL	ÂGE / AGE 10-15
35982/OB/NS	PETIT / SMALL	POINTURE 37-39 / SHOE SIZE 5-6
35983/OB/NS	MOYEN / MEDIUM	POINTURE 40-42 / SHOE SIZE 7-9
35984/OB/NS	GRAND / LARGE	POINTURE 43-45 / SHOE SIZE 10-12



703011 6 x 500g

ALLFIT™

Les granules **Allfit™** sont faciles à utiliser et vous permettent des applications illimitées : élargir, améliorer, alourdir, déformer ou modifier tout outil ou article utilitaire. Vous pouvez à présent modeler la masse à la main de votre patient pour lui donner toute forme souhaitée, facilitant ainsi le maintien de l'objet.

Caractéristiques :

- Granulés de matériau de contention élastique.
- Sachets de format pratique pour de multiples applications.
- Rapide et facile à utiliser.
- Sans latex.

Atouts :

- Améliore la faculté de préhension de votre patient en agrandissant, en optimisant ou en reformant les objets qu'il doit saisir.
- Peut être utilisé sur des attelles pour écarter le tissu palmaire.

Avantages :

- Utilisez **Allfit™** pour changer la forme d'un appareil, d'un ustensile ou de tout autre objet.

ALLFIT™

The **Allfit™** pellets are easy to use and allow you lots of applications: enlarge, enhance, make heavier, reshape or modify any appliance or utensil. You can now mould the mass to your patient's hand, enhancing the grip on the object.

Features:

- Pellets of elastic splinting material.
- Convenient size bags for multiple applications.
- Fast and easy to use.
- Latex-free.

Benefits:

- Improve your patient's grip by enlarging, enhancing, or reshaping the objects he needs to hold.
- Can be used with splints as web spreaders or as finger spacers.

Advantages:

- Use **Allfit™** to change the shape of an appliance, utensil or any other object.

**Bandes ORFIT®**

- Pré-découpées de **Orfit® Colors NS**.
- Matériau enduit d'un anti-adhésif.
- Rebords lisses coupés à la machine.

ORFIT® Strips

- Precut strips of **Orfit® Colors NS**.
- Non-stick coated materia.
- Smooth edges cut by machine.

		45 cm x 0,5 cm 17 11/16 x 3/4"
2,0 mm (1/12")	10 x ARGENT SONIC / SONIC SILVER	8113MG.1/NS
2,0 mm (1/12")	10 x OR / GOLD	8113GO.1/NS
2,0 mm (1/12")	5 x ARGENT SONIC / SONIC SILVER 5 x OR / GOLD	8113GOMG.1/NS
3,4 mm (1/8")	10 x OR / GOLD	8124GO.1/NS
3,4 mm (1/8")	10 x BLEU ATOMIQUE / ATOMIC BLUE	8124MB.1/NS
3,4 mm (1/8")	5 x OR / GOLD 5 x BLEU ATOMIQUE / ATOMIC BLUE	8124MBGO.1/NS

**Bandage thermoplastique ORFICAST™**

- Thermoplastique textile tricoté sur un rouleau.
- Excellente élasticité dans les 2 sens.
- Excellente mémoire (en longueur).
- Matériel mince et respirable.
- Facile à couper.
- Capacité d'auto-adhésion, surtout lorsqu'il est chauffé à sec.

ORFICAST™ Thermoplastic Tape

- Thermoplastic knitted textile on a roll.
- Excellent elasticity in two directions.
- Excellent memory (lengthwise).
- Thin and breathable fabric material.
- Easy to cut.
- Self-adhesive capacity, especially when dry heated.

		BLEU BLUE	NOIR BLACK
3 cm x 3 m	1 un.	4030	4030Z
3 cm x 3 m	12 un.	4031	4031Z
6 cm x 3 m	1 un.	4032	4032Z
6 cm x 3 m	6 un.	4033	4033Z

ORFIT® CLASSIC

- Transparente (une fois la température d'activation atteinte).
- Matériau sans revêtement.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Mémoire élastique complète et infinie.
- Bordures faciles à découper.
- Couleur chair.

ORFIT® CLASSIC SOFT

La version souple permet un moulage plus précis des formes du corps, dont la fabrication d'attelles parfaitement ajustées et bien moulées.

ORFIT® CLASSIC STIFF

La version rigide est efficace pour les plus grandes attelles ainsi que pour les applications sur les patients moins coopératifs.

ORFIT® CLASSIC

- Its transparency (upon reaching activation temperature).
- Non-coated material.
- Excellent stretch (100%) without tearing.
- Full elastic memory (complete and infinite).
- Easy to trim edges.
- Skin-coloured.



Soft version allows for intimate molding to anatomical contours, for fabrication of intimately fitting, well-molded splints.

Stiff version is effective for larger splints and for patients with hightone.

		ORFIT® CLASSIC SOFT		ORFIT® CLASSIC STIFF	
		45 cm x 60 cm 17 11/16 x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8 x 35 3/8"	45 cm x 60 cm 17 11/16 x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8 x 35 3/8"
1,6 mm (1/16")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8332.S01	-	-	-
1,6 mm (1/16")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8332.S02	-	-	-
2,0 mm (1/12")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8333.S01	-	-	-
2,0 mm (1/12")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8333.S02	-	-	-
2,0 mm (1/12")	MICRO-PLUS PERFORÉ MICRO PLUS PERFORATED	8333.S02+	-	-	-
2,0 mm (1/12")	MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED	8333.S03	-	-	-
2,0 mm (1/12")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	8333.S04	-	-	-
2,4 mm (3/32")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8338.S02	-	-	-
3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8334.S01	8354.S01	8334.ST1	8354.ST1
3,2 mm (1/8")	MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED	8334.S03	8354.S03	-	-
3,2 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	8334.S04	8354.S04	8334.ST4	8354.ST4
4,2 mm (3/16")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	-	8355.S01	-	8355.ST1
4,2 mm (3/16")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	-	8355.S04	-	8355.ST4



ORFIT® NS

- Transparent quand activé.
- Matériau sans revêtement.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Mémoire élastique complète (100%).
- Bordures faciles à découper.

ORFIT® NS

- Transparent when activated.
- Non-coated material.
- Excellent stretch (100%) without tearing.
- Full elastic memory (100%).
- Easy to trim edges.

		ORFIT® NS SOFT		ORFIT® NS STIFF	
		45 cm x 60 cm 17 11/16 x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8 x 35 3/8"	45 cm x 60 cm 17 11/16 x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8 x 35 3/8"
1,6 mm (1/16")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8332.S01/NS	-	-	-
1,6 mm (1/16")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8332.S02/NS	-	-	-
2,0 mm (1/12")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8333.S01/NS	-	-	-
2,0 mm (1/12")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8333.S02/NS	-	-	-
2,0 mm (1/12")	MICRO-PLUS PERFORÉ MICRO PLUS PERFORATED	8333.S02+/NS	-	-	-
2,0 mm (1/12")	MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED	8333.S03/NS	-	-	-
2,0 mm (1/12")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	8333.S04/NS	-	-	-
2,4 mm (3/32")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8338.S02/NS	-	-	-
3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8334.S01/NS	8354.S01/NS	8334.ST1/NS	8354.ST1/NS
3,2 mm (1/8")	MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED	8334.S03/NS	8354.S03/NS	-	-
3,2 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	8334.S04/NS	8354.S04/NS	8334.ST4/NS	8354.ST4/NS
4,2 mm (3/16")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	-	8355.S01/NS	-	8355.ST1/NS
4,2 mm (3/16")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	-	8355.S04/NS	-	8355.ST4/NS



AQUAFIT™ NS

- Transparent quand activé.
- Matériau enduit d'un anti-adhésif.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Mémoire élastique complète (100%).
- Bordures faciles à découper.

AQUAFIT™ NS

- Transparent when activated.
- Non-stick coated material.
- Excellent stretch (100%) without tearing.
- Full elastic memory (100%).
- Easy to trim edges.

		ORFIT® NS SOFT		ORFIT® NS STIFF	
		45 cm x 60 cm 17 11/16 x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8 x 35 3/8"	45 cm x 60 cm 17 11/16 x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8 x 35 3/8"
1,6 mm (1/16")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8632N.1/NS/VVS	-	-	-
1,6 mm (1/16")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8632N.2/NS/VVS	-	-	-
2,4 mm (3/32")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8639N.1/NS/VVS	-	-	-
2,4 mm (3/32")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8639N.2+/NS/VVS	-	-	-
3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8634N.1/NS/VVS	-	-	-
3,2 mm (1/8")	MACRO-PERFORÉ / MACRO PERFORATED	8634N.6/NS/VVS	-	-	-
3,2 mm (1/8")	MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED	8634N.3/NS/VVS	-	-	-
3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	-	8654N.1/NS/VVS	8634N.ST1/NS/VVS	8654N.ST1/NS/VVS
3,2 mm (1/8")	MACRO-PERFORÉ / MACRO PERFORATED	-	8654N.6/NS/VVS	8634N.ST6/NS/VVS	8654N.ST6/NS/VVS

ORFILIGHT®

- Pèse de 25% à 30% de moins que les autres matériaux.
- Excellente extensibilité, faible élasticité.
- Très extensible sans se déchirer.
- Mémoire modérée.
- Surface de velours douce au toucher et rebords facile à tailler.

ORFILIGHT®

- Weights 25% to 30% less than other materials.
- Excellent stretch, low elasticity.
- Maximum stretch without tearing.
- Moderate memory.
- Soft velvet surface touch and easy to trim edges.

1,6 mm (1/16")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	45 x 60 cm	17 11/16 x 23 9/16"	8332.2/L
2,4 mm (3/32")	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	45 x 60 cm	17 11/16 x 23 9/16"	8338.2/L
3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	45 x 60 cm	17 11/16 x 23 9/16"	8334.1/L
3,2 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	45 x 60 cm	17 11/16 x 23 9/16"	8334.4/L



ORFILIGHT® NS

- Pèse de 25% à 30% de moins que les autres matériaux.
- Excellente extensibilité, faible élasticité.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Mémoire modérée.
- Surface de velours douce au toucher et rebords facile à tailler.
- Matériau enduit d'un anti-adhésif.

ORFILIGHT® NS

- Weights 25% to 30% less than other materials.
- Excellent stretch, low elasticity.
- Maximum stretch without tearing.
- Moderate memory.
- Soft velvet surface touch and easy to trim edges.
- Non-stick coating.

			BLEU ATOMIQUE ATOMIC BLUE	NOIR BLACK
1,6 mm	450 x 600 mm	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8332MB.2/L/NS	8332Z.2/L/NS
2,5 mm	450 x 600 mm	MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED	8338MB.2/L/NS	8338Z.2/L/NS
3,2 mm	450 x 600 mm	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8334MB.1/L/NS	8334Z.1/L/NS
3,2 mm	450 x 600 mm	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	8334MB.4/L/NS	8334Z.4/L/NS



ORFIT® ECO

- Matériau sans revêtement.
- Offre une excellente rigidité et très résistant aux empreintes digitales.
- Très résistant à l'étirement et peu moulant.
- Mémoire élastique faible à modéré.
- Matériau recyclé de haute qualité.
- Belle finition avec surface lisse.

ORFIT® ECO

- Non-coated material.
- Offers excellent rigidity and has excellent resistance to fingerprints.
- High resistance to stretch and low drape.
- Low to moderate elastic memory.
- High quality recycled material.
- Beautiful smooth surface finish.

		45 cm x 60 cm 17 11/16 x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8 x 35 3/8"
2,4 mm (3/32")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8938N.1	-
2,4 mm (3/32")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	8938N.4	-
3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8934N.1	8954N.1
3,2 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	8934N.4	8954N.1





ORFIT® ECO Black NS

- Matériau enduit d'un anti-adhésif.
- Offre une excellente rigidité et très résistant aux empreintes de digitales.
- Très résistant à l'étirement et peu moulant.
- Mémoire élastique faible à modéré.
- Matériau recyclé de haute qualité.
- Belle finition avec surface lisse.

ORFIT® ECO Black NS

- Non-stick coated material.
- Offers excellent rigidity and has excellent resistance to fingerprints.
- High resistance to stretch and low drape.
- Low to moderate elastic memory.
- High quality recycled material.
- Beautiful smooth surface finish.

		45 cm x 60 cm 17 11/16 x 23 5/8"	60 cm x 90 cm 23 5/8 x 35 3/8"
2,4 mm (3/32")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8938Z.1/NS	-
2,4 mm (3/32")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	8938Z.4/NS	-
3,2 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8934Z.1/NS	8954Z.1/NS
3,2 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED	8934Z.4/NS	8954Z.4/NS



ORFIT® COLOR NS

- Couleurs métalliques et lumineuses avec un fini brillant à la surface.
- Matériau enduit d'un anti-adhésif.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Excellente mémoire.
- Rebords facile à tailler.

ORFIT® COLOR NS

- Unique painter's palette of metallic and bright colours with a nice gloss and shiny surface finish.
- Non-stick coated material.
- Excellent stretch (1000%) without tearing.
- Excellent memory.
- Easy to trim edges.

		45 cm x 60 cm 17 11/16 x 23 5/8"			
		VIOLET PURPLE	VERT CHAUD HOT GREEN	NOIR DOMINANT DOMINANT BLACK	ROUGE DYNAMIQUE DYNAMIC RED
2,0 mm (1/12")	NON PERFORÉ NON PERFORATED	8133PU.1/NS	8133GR.1/NS	8133Z.1/NS	8133R.1/NS
2,0 mm (1/12")	MICRO-PERFORÉ MICRO PERFORATED	8133PU.2/NS	8133GR.2/NS	8133Z.2/NS	8133R.2/NS
3,4 mm (1/8")	NON PERFORÉ NON PERFORATED	-	-	-	-
3,4 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ MINI PERFORATED	-	-	-	-
		BLEU OCÉAN OCEAN BLUE	ARGENT SONIC SONIC SILVER	BLEU ATOMIQUE ATOMIC BLUE	OR GOLD
2,0 mm (1/12")	NON PERFORÉ NON PERFORATED	8133B.1/NS	8133MG.1/NS	8133MB.1/NS	8133GO.1/NS
2,0 mm (1/12")	MICRO-PERFORÉ MICRO PERFORATED	8133B.2/NS	8133MG.2/NS	8133MB.2/NS	8133GO.2/NS
3,4 mm (1/8")	NON PERFORÉ NON PERFORATED	-	8134MG.1/NS	8134MB.1/NS	8134GO.1/NS
3,4 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ MINI PERFORATED	-	8134MG.4/NS	8134MB.4/NS	8134GO.4/NS



ORFIBRACE™ NS

- Très résistant à l'étirement.
- Très rigide.
- Mémoire modérée.
- Matériau enduit d'un anti-adhésif.
- Excellente résistance aux empreintes digitales.
- Finition de surface lisse.
- Bordures faciles à découper et lisser.

ORFIBRACE™ NS

- High resistance to stretch and low drape.
- High rigidity.
- Moderate memory.
- Non-stick coated material.
- Excellent resistance to fingerprints.
- Smooth surface finish.
- Easy to trim and smooth edges.

		60 cm x 90 cm 23 5/8 x 35 3/8"
3,0 mm (1/8")	NON PERFORÉ / NON PERFORATED	8854.1/NS
3,0 mm (1/8")	MACRO-PERFORÉ / MACRO PERFORATED	8854.6/NS

ORFIZIP®

- Orthèse prédécoupée recouverte d'un tissu avec fermeture éclair à deux côtés.
- Très extensible sans se déchirer.
- Mémoire très élastique.
- Facile et rapide à fabriquer.
- Facile à tailler.
- Très légère et plaisant au toucher.


ORFIZIP®

- Precut splinting material with full cotton lining and double-sided zipper.
- Excellent stretch without tearing.
- High elastic memory.
- Quick and easy fabrication.
- Easy to trim.
- Very light weight soft pleasant feeling.


FULL BODY JACKET FULL BODY JACKET		XX-PETIT XX-SMALL	X-PETIT X-SMALL	PETIT SMALL	MOYEN MEDIUM	GRAND LARGE	X-GRAND X-LARGE
3,0 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ MINI PERFORATED	39948	39949	39950	39951	39952	39953
CORSET CORSET		XX-PETIT XX-SMALL	X-PETIT X-SMALL	PETIT SMALL	MOYEN MEDIUM	GRAND LARGE	X-GRAND X-LARGE
3,0 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ MINI PERFORATED	-	39399	39400	39402	39404	39406
CORSET 1/2 À LA TAILLE CORSET 1/2 AT WAIST		XX-PETIT XX-SMALL	X-PETIT X-SMALL	PETIT SMALL	MOYEN MEDIUM	GRAND LARGE	X-GRAND X-LARGE
3,0 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ MINI PERFORATED	-	-	39401	39403	39405	-
GENOU KNEE		XX-PETIT XX-SMALL	X-PETIT X-SMALL	PETIT SMALL	MOYEN MEDIUM	GRAND LARGE	X-GRAND X-LARGE
2,0 mm (1/12")	MINI-PERFORÉ MINI PERFORATED	-	39300	39301	39311	39312	39313
3,0 mm (1/8")	MINI-PERFORÉ MINI PERFORATED	-	39305	39306	39316	39317	39318



		STEP 1											
Inches	15.7	19.7	21.6	23.6	25.6	27.6	29.5	31.5	33.5	35.4	37.4	39.4	49.2
	cm	40	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
			XS	S			M			L			XL



		STEP 2			
Inches	33.5	37.4	41.4		
	cm	85	95	105	
		S	M	L	XL



ORFIZIP® LIGHT NS

- Orthèse prédécoupée recouverte d'un tissu avec fermeture éclair à deux côtés.
- Très extensible (100%).
- Matériau enduit d'un anti-adhésif.
- Mémoire élastique modérée.
- Facile et rapide à fabriquer.
- Facile à tailler.
- Très légère.

ORFIZIP® LIGHT NS

- Precut wrist orthosis with double-sided zipper.
- Excellent stretch (1000%).
- Non-stick coated material.
- Moderate elastic memory.
- Quick and easy fabrication.
- Easy to trim.
- Very lightweight.



			IVOIRE IVORY	BLEU ATOMIQUE ATOMIC BLUE
2,5 mm (1/12")	MICRO-PERFORÉ MICRO PERFORATED	PETIT / SMALL	39108N/25MI/L/NS	39108MB/25MI/L/NS
2,5 mm (1/12")	MICRO-PERFORÉ MICRO PERFORATED	MOYEN / MEDIUM	39109N/25MI/L/NS	39109MB/25MI/L/NS
2,5 mm (1/12")	MICRO-PERFORÉ MICRO PERFORATED	GRAND / LARGE	39110N/25MI/L/NS	39110MB/25MI/L/NS
3,2 mm (1/8")	MICRO-PERFORÉ MICRO PERFORATED	PETIT / SMALL	39111N/32MI/L/NS	39111MB/32MI/L/NS
3,2 mm (1/8")	MICRO-PERFORÉ MICRO PERFORATED	MOYEN / MEDIUM	39112N/32MI/L/NS	39112MB/32MI/L/NS
3,2 mm (1/8")	MICRO-PERFORÉ MICRO PERFORATED	GRAND / LARGE	39113N/32MI/L/NS	39113MB/32MI/L/NS

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d'informations | 1 800 361-0877 | mtm.ca

TABLEAU D'INFORMATIONS SUR LES PRODUITS PRODUCTS INFORMATION CHART

	TEMPÉRATURE D'ACTIVATION ACTIVATION TEMPERATURE	TRANSPARENT À LA TEMPÉRATURE D'ACTIVATION TRANSPARENT WHEN ACTIVATED	TEMPS DE TRAVAIL* WORKING TIME*	TEMPS DE DURCISSEMENT* HARDENING TIME*	RÉSISTANCE À L'ÉTIREMENT RESISTANCE TO STRETCH	MÉMOIRE MEMORY	DRAPAGE DRAPE	REVÊTEMENT ANT-ADHÉSIF NON-STICK COATING
Orfit® Classic Soft	65 °C 149 °F	OUI YES	1 - 2 MINUTES	1 - 6 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	COMPLÈTE FULL	MODÉRÉ MODERATE	NON NO
Orfit® Classic Stiff	65 °C 149 °F	OUI YES	2 - 3 MINUTES	6 - 10 MINUTES	ÉLEVÉE HIGH	COMPLÈTE FULL	BAS LOW	NON NO
Orfit® Ease	65 °C 149 °F	NON NO	1 - 2.5 MINUTES	2 - 6 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	BASSE LOW	ÉLEVÉ HIGH	NON NO
Orfit® NS Soft	65 °C 149 °F	OUI YES	1 - 2 MINUTES	2 - 6 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	COMPLÈTE FULL	MODÉRÉ MODERATE	OUI YES
Orfit® NS Stiff	65 °C 149 °F	OUI YES	2 - 3 MINUTES	6 - 9 MINUTES	ÉLEVÉE HIGH	COMPLÈTE FULL	BAS LOW	OUI YES
Aquafit™ NS Soft	65 °C 149 °F	OUI YES	1 - 2.5 MINUTES	3 - 6 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	COMPLÈTE FULL	MODÉRÉ MODERATE	OUI YES
Aquafit™ NS Stiff	65 °C 149 °F	OUI YES	1.5 - 2.5 MINUTES	8 - 9.5 MINUTES	ÉLEVÉE HIGH	COMPLÈTE FULL	BAS LOW	OUI YES
Orflight®	65 °C 149 °F	NON NO	1 - 2.5 MINUTES	2 - 4 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	ÉLEVÉE HIGH	MODÉRÉ MODERATE	NON NO
Orfit® Black NS	65 °C 149 °F	NON NO	1 - 2.5 MINUTES	2 - 4 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	ÉLEVÉE HIGH	MODÉRÉ MODERATE	OUI YES
Orfit® Atomic Blue NS	65 °C 149 °F	NON NO	1 - 2.5 MINUTES	2 - 4 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	ÉLEVÉE HIGH	MODÉRÉ MODERATE	OUI YES
Orfit® Eco	65 °C 149 °F	NON NO	1 - 3 MINUTES	4 - 6 MINUTES	ÉLEVÉE HIGH	MODÉRÉE MODERATE	BAS LOW	NON NO
Orfit® Eco Black NS	65 °C 149 °F	NON NO	1 - 3 MINUTES	4 - 6 MINUTES	ÉLEVÉE HIGH	MODÉRÉE MODERATE	BAS LOW	OUI YES
Orfit® Colors NS	65 °C 149 °F	NON NO	1 - 3.5 MINUTES	3.5 - 9 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	COMPLÈTE FULL	MODÉRÉ MODERATE	OUI YES
Tecnofit®	65 °C 149 °F	OUI YES	1 - 3 MINUTES	2.5 - 5.5 MINUTES	ÉLEVÉE HIGH	COMPLÈTE FULL	BAS LOW	NON NO
Orfibrace™	65 °C 149 °F	NON NO	1 - 2 MINUTES	5 - 6 MINUTES	ÉLEVÉE HIGH	MODÉRÉE MODERATE	BAS LOW	OUI YES
Orfit® Flex	65 °C 149 °F	NON NO	1.5 - 3 MINUTES	4.5 - 7 MINUTES	BASSE LOW	BASSE LOW	ÉLEVÉ HIGH	NON NO
Orfizip®	65 °C 149 °F	OUI YES	1.5 - 2 MINUTES	6 - 7 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	ÉLEVÉE HIGH	MODÉRÉ MODERATE	OUI YES
Orfizip® Black NS	65 °C 149 °F	NON NO	1.5 - 2 MINUTES	6 - 7 MINUTES	MODÉRÉE MODERATE	ÉLEVÉE HIGH	MODÉRÉ MODERATE	OUI YES

NS signifie non-adhésif. Il s'agit de produits qui ont été recouverts pour faciliter l'utilisation. Pour des résultats optimaux, Orfit Industries recommande que ce revêtement soit enlevé par grattage plutôt que par l'utilisation de solvant.

* Le temps dépend de l'épaisseur et du type de perforation

NS stands for non-stick. This refers to products that have been coated for ease of use. Orfit Industries recommends that this coating be removed by scraping rather than with the use of solvent for optimum results.

* Times dependent on thickness and perforation pattern

TYPES DE PERFORATION PERFORATION PATTERNS



Non perforé
Non perforated



Maxi-perforé
Maxi perforated



Micro-perforé
Micro perforated



Mini-perforé
Mini perforated



Macro-perforé
Macro perforated



Micro-plus-perforé
Micro plus perforated

Talonnettes de PVC moulées par injection

Les talonnettes sont légères, extrêmement résistantes et conservent en permanence leurs épaisseurs. Elles durent plus longtemps qu'une paire de chaussures
Paquet de 6 unités.

	HOMME / MAN		FEMME / WOMAN		GARÇON BOY
	PETIT SMALL	GRAND LARGE	PETIT SMALL	GRAND LARGE	
3 mm	CMS3	CML3	CLS3	CLL3	CRB3
5 mm	CMS5	CML5	CLS5	CLL5	CRB5
7 mm	CMS7	CML7	CLS7	CLL7	CRB7
9 mm	CMS9	CML9	CLS9	CLL9	CRB9
12 mm	CMS12	CML12	CLS12	CLL12	CRB12

PVC Injection Molded Heel Lifts

The lifts are light, extremely durable, and permanently maintain their thickness, lasting longer than a pair of shoes.
6 units package.



Talonnettes de liège

- Recouvertes d'un vinyle de qualité supérieure.
- Paquet de 6 unités.

	GARÇON BOY	HOMME / MAN		FEMME / WOMAN	
		PETIT SMALL	GRAND LARGE	PETIT SMALL	GRAND LARGE
3 mm	A2	A3	A4	A	A1
5 mm	B2	B3	B4	B	B1
7 mm	C2	C3	C4	C	C1
9 mm	D2	D3	D4	D	D1

Cork Heel Lifts

- Covered with a high grade of vinyl.
- Pack of 6 units.



Talonnettes N-R-GEE™

- Absorbe plus de 95% des chocs verticaux.
- Le matériel ne s'affaisse pas et ne s'use pas.
- Le motif Complex distribue l'énergie horizontalement.

	HOMME / MAN	FEMME / WOMAN
3 mm	448	364
5 mm	449	444
7 mm	450	445
9 mm	451	446
12 mm	452	447

N-R-GEE™ Heel Lifts

- Absorbs up to 95% of vertical shock.
- Material will not collapse or wear out.
- Specially designed Complex pattern distributes energy horizontally.



Coussinet barre métatarsien PPT

Soulage la pression sur les têtes métatarsiennes.

PPT22500-PK2	PETIT / SMALL	Bleu / Blue	2 un.
PPT22520-PK2	GRAND / LARGE	Bleu / Blue	2 un.

PPT Metatarsal Bar Pad

Relieves pressure across the metatarsal heads.



Coussinet métartasien PPT

Transfère les forces des têtes métatarsiennes.

PPT22600-UN	PETIT / SMALL	Bleu / Blue	1 un.
PPT22610-UN	MOYEN / MEDIUM	Bleu / Blue	1 un.
PPT22620-UN	GRAND / LARGE	Bleu / Blue	1 un.

PPT metatarsal pads

Transfers forces from the metatarsal heads.



VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d'informations | 1 800 361-0877 | mtm.ca

BANDES DE CROCHETS ET DE RUBANS HOOK AND LOOP TAPES



COULEUR COLOUR	LARGEUR WIDTH	LONGEUR LENGHT	BANDE DE VELOURS LOOP TAPE		BANDE DE CROCHETS HOOK TAPE	
			RÉGULIÈRE STANDARD	AUTOCOLLANTE SELF-ADHESIVE	RÉGULIÈRE STANDARD	AUTOCOLLANTE SELF-ADHESIVE
BLANC / WHITE	25 mm (1")	25 m (98,4")	35400L	35405L	35400H	35405H
BEIGE / BEIGE	25 mm (1")	25 m (98,4")	35411L	35412L	35411H	35412H
BLEU / BLUE	25 mm (1")	25 m (98,4")	35401L			35406H
NOIR / BLACK	25 mm (1")	25 m (98,4")	35404L			35409H
JAUNE FLUO / FLUO YELLOW	25 mm (1")	25 m (98,4")	35402L			35407H
ROSE FLUO / FLUO PINK	25 mm (1")	25 m (98,4")	35403L			35408H
BLANC / WHITE	50 mm (2")	25 m (98,4")	35413L	35414L	35413H	35414H
BEIGE / BEIGE	50 mm (2")	25 m (98,4")	35415L	35416L	35415H	35416H
NOIR / BLACK	50 mm (2")	25 m (98,4")	35441L			35442H



BANDES DE VELOURS ÉLASTIQUES ELASTIC LOOP TAPES

BLANC / WHITE	25 mm (1")	25 m (98,4")	35437L
BEIGE / BEIGE	25 mm (1")	25 m (98,4")	35439L
NOIR / BLACK	25 mm (1")	25 m (98,4")	35432L
BLANC / WHITE	50 mm (2")	25 m (98,4")	35438L
BEIGE / BEIGE	50 mm (2")	25 m (98,4")	35440L
NOIR / BLACK	50 mm (2")	25 m (98,4")	35443L



BANDES DE CONTENTION SPLINT STRAPS

25 mm (1")	250 mm (10")	35450
25 mm (1")	400 mm (15,75")	35455
25 mm (1")	500 mm (20")	35460

Ciseau denté pour thermoplastique

Ciseau denté avec ressort de rappel pour découpage de plaques jusqu'à 3,2 mm.

Cogged Scissor for Thermoplastic

Cogged pair of scissor with return spring to cut sheets up to 3.2 mm.



35064

Ciseau fort pour thermoplastique

Ciseau denté avec ressort de rappel pour découpage de plaques de 2 à 4,2 mm.

Strong Scissor for Thermoplastic

Strong cogged pair of scissor with return to cut sheets from 2 to 4.2 mm.



35065

Ébavureur pour thermoplastique

Pour arrondir les bords de l'orthèse non perforée après durcissement. Livré avec 2 types de lames.

Deburring Knife for Thermoplastic

To smoothen splint edges. Ideal to finish splints made of non perforated material in a fast and efficient way. Two blades are inside the handle.



35307

Lames de rechange pour ébavureur

10 lames de rechange avec coupe droite ou biseautée.

Spare Blades for Deburring Knife

10 spare blades with straight straight cut or oblique cut.



35307B10 COUPE DROITE / STRAIGHT CUT

35307B20 COUPE BISEAUTÉE / OBLIQUE CUT

Pince à œillets pour thermoplastique

Pour la finition des perforations. Livré avec 100 œillets de 7 mm de diamètre.

Eyelet Setter for Thermoplastic

To set eyelets in leather, fixation straps. Is supplied with 100 pieces of 7 mm eyelets.



35137



35134

Marqueur jaune

Ce marqueur spécial permet de dessiner un motif sur le revêtement d'orthèses, qui est indélébile, même dans l'eau, mais facilement effaçable.

Yellow Marker

This special marker allows drawing a pattern on the splinting material that is indelible even in water, but is easily wiped off.



35003G

REVÊTEMENTS D'ORTHÈSES ORTHOTICS PADDING AND LINING



Luxofoam

Luxofoam est une mousse adhésive melleuse. Elle est utilisée pour adoucir les surfaces d'appui. Elle peut éventuellement être appliquée sur l'**Orfit®** avant ramollissement de l'orthèse dans de l'eau chaude.

Dimensions : 49 cm x 97 cm x 3 mm

35110 NON PERFORÉ / NON PERFORATED

35112 MINI-PERFORÉ / MINI-PERFORATED

Luxofoam

Luxofoam is a self-adhesive soft PVC foam used for padding of small surfaces. It does not detach when heated in water, and can therefore be used for pre-padded splint applications.

Dimensions: 49 cm x 97 cm x 3 mm



Orfilastic

Orfilastic est un tissu éponge sur mousse adhésive et élastique. Utilisé pour recouvrir de grandes surfaces d'orthèses ou pour la finition des bords, afin de prévenir et d'absorber la transpiration. Il est facile à enlever avec de l'eau tiède.

Dimensions de l'Orfilastic large : 50 cm x 1 m x 3 mm

35111 BEIGE / BEIGE

35117 NOIR / BLACK

Orfilastic

Orfilastic is a terrycloth lining material with a backing of self-adhesive open cell foam. Used for covering large splint surface or for finishing splint edges to prevent and absorb perspiration. Easily removable in warm water.

Sizes of Orfilastic wide: 50 cm x 1 m x 3 mm



Bande Edging Strip

1 mm x 20 mm x 3000 mm

1/25" x 3/4" x 118 1/10"

BEIGE / BEIGE

NOIR / BLACK

360201N.ST1

35116

Edging Strip

Livre « The Splinting Guide »

Le livre « **The Splinting Guide** » comprend quelques principes de base pour 17 attelles statiques et 12 attelles dynamiques de mains, pour ainsi aider le lecteur à faire le bon choix pour une prescription donnée. Ce livre d'attelles illustré, est le fruit de plusieurs années d'expérience de la part de l'équipe paramédicale d'**Orfit® Industries** qui ont déjà démontré leur efficacité chez des milliers de patients à travers le monde entier. Rédigé par Paul Van Lede, OT MS. Version anglaise seulement.



21021E

The Splinting Guide Manual

The Splinting Guide manual contain some basic principles for 17 static splints and 12 dynamic hand splints, which should help the reader make the right choice of splint for a given prescription. This illustrated splint book are the fruit of years of experience on the part of the **Orfit® Industries** paramedical team, and have already shown their effectiveness in thousands of patients all over the world. Compiled by Paul Van Lede, OT MS. English only.

VOUS NE TROUVEZ
PAS CE QUE VOUS
CHERCHEZ ?

**Notre équipe de représentants se
fera un plaisir de vous aider.**

**Contactez-nous pour plus d'informations
ou visitez notre site internet.**

CAN'T FIND
WHAT YOU ARE
LOOKING FOR?

Our sales team is here to help you.

***Contact us or visit our web site
for more information.***



1 800 361-0877
mtm.ca