

## CHARTE COMPARATIVE DE TENS

Description	BioMed 2000 XL	BioMed 2000 XT	Impulse TENS D5	BioStim® Plus	BioStim® LX	BioStim® M7
Modes d'opération	3	3	6	4	4	7
Amplitude (Milli Amps)	1 À 98	1 À 98	1 À 98	1 À 98	1 À 98	1 À 98
Fréquence d'impulsion (Hz)	2 À 150	2 À 150	1 À 120	1 À 150	1 À 150	1 À 200
Largeur des impulsions (µs)	50 À 250	50 À 250	25 À 250	10 À 250	10 À 250	10 À 250
Constant	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Mode "Burst"	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
Mode "Burst" programmable	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Longueur de modulation	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Modulation de fréquence	NON	NON	OUI	NON	NON	OUI
Multi-Modulation	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
Impulsion en force	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
Impulsion en force 2	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
Pile	9 Volt (1)	9 Volt (1)	AA (2)	AA (2)	AA (4)	AA (2)
Minuterie	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Indicateur de Batterie Faible	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Numérique	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI

Distributé par:



190 Boul. St-Elzéar O., Laval (Qc) H7L 3N3

Tel : **450 669-8985** □ **1 800 361-0877**

Fax : **450 669-9532** □ **1 888 935-7001**

[www.medicaltronik.ca](http://www.medicaltronik.ca)