



# HUMASK <sup>MC</sup> Pro Vision 3000

Code produit : HPro-Vision-3000

**Niveau 3**



## Caractéristiques et avantages

Masque chirurgical à large fenêtre de technologie unique en instance de brevet.

Membrane HuCare<sup>MC</sup> haute performance qui assure une filtration hors du commun ainsi qu'un confort et une légèreté inégalés.

De construction mince qui permet la lecture labiale, une liberté de mouvement et qui ne diminue pas le son de la voix.

Barrière 100 % hydrophobe qui empêche le transfert de liquide corporel en plus d'être résistante aux acides.

Membrane filtrante HuCare<sup>MC</sup> qui conserve son haut niveau de protection comparativement aux membranes classiques qui peuvent perdre en efficacité avec le temps.

Efficacité filtrante de la membrane HuCare<sup>MC</sup> nullement affectée par l'atténuation statique des électrets.

Efficacité filtrante des bactéries supérieure à 98 % (BFE).

Assemblage fait par soudage ultrasonique.

Attache auriculaire et bandelette nasale souple et ajustable.

Hypoallergénique, sans latex et sans fibre de verre.

CONFORME ASTM F2100-19 / NIVEAU 3	MÉTHODE	SPÉCIFICATION	RÉSULTAT
Efficacité de filtration bactérienne (BFE), %	ASTM F2101	≥ 98	100
Efficacité de filtration des particules (PFE), %	ASTM F2299	≥ 98	99,47
Résistance aux fluides sanguins (mmHg)	ASTM F1862	160	Conforme
Différentiel de pression ΔP (mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )	EN 14683:2019 - Annex C	< 6,0	5,15
Inflammabilité	16 CFR PART 1610	Classe 1	Conforme

Licence de Santé Canada  
LEIM #11828

Nous joindre

FABRIQUÉ AU QUÉBEC PAR  
ENTREPRISE PRÉMONT

DISTRIBUÉ PAR  
MTM-MÉDICAL TRONIK



190, Boul. St-Elzéar Ouest  
Laval (Québec) H7L 3N3

T 450 669.8985 | 1 800 361.0877  
F 450 669.9532 | 1 888 935.7001

[www.mtm.ca](http://www.mtm.ca)