



HUMASK 2000^{MC}

Code produit : H-2000

Niveau 2



Caractéristiques et avantages

Respirabilité et confort inégalés.

Conception des plis qui empêche l'accumulation des fluides.

Disponible en bleu, blanc ou noir.

Efficacité filtrante des bactéries supérieure à 98 % (BFE).

Assemblage fait par soudage ultrasonique.

Attache auriculaire et bandelette nasale souple et ajustable.

Hypoallergénique, sans latex et sans fibre de verre.

CONFORME ASTM F2100-19 / NIVEAU 2	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Efficacité de filtration bactérienne (BFE), %	ASTM F2101	≥ 98
Efficacité de filtration des particules (PFE), %	ASTM F2299	≥ 98
Résistance aux fluides sanguins (mmHg)	ASTM F1862	120
Différentiel de pression ΔP (mmH ₂ O/cm ²)	EN 14683:2019 - Annex C	< 6,0
Inflammabilité	16 CFR PART 1610	Classe 1

Licence de Santé Canada
LEIM #11828

Nous joindre

FABRIQUÉ AU QUÉBEC PAR
ENTREPRISE PRÉMONT

DISTRIBUÉ PAR
MTM-MÉDICAL TRONIK



190, Boul. St-Elzéar Ouest
Laval (Québec) H7L 3N3

T 450 669.8985 | 1 800 361.0877
F 450 669.9532 | 1 888 935.7001

www.mtm.ca